

# Anillos protectores convexos Adapt

## Información general

- Disponible en formas redonda y ovalada para adaptarse a una variedad de estomas.
- Puede recortarse o pueden utilizarse varios juntos para mejorar el ajuste de su sistema de bolsa.
- Utilícelo para evitar que lo que drena de la ostomía quede debajo del protector cutáneo.
- Úselo para crear:
  - Convexidad de forma redonda u ovalada.
  - Convexidad profunda cuando se aplica a un protector convexo (Figura 1).
  - Convexidad flexible cuando se aplica a un protector plano (Figura 2).



Figura 1



Figura 2

## Cómo utilizar los anillos protectores convexos Adapt

1. Lávese y séquese bien la piel.
2. Retire la película protectora de ambos lados del anillo protector (Figura 3).
3. Puede elegir lo siguiente:
  - Aplicar el lado plano del anillo protector al lado con adhesivo de su protector cutáneo y luego aplicar su sistema de bolsa (Figuras 4, 5).
  - Aplicar el lado con relieve del anillo protector a la piel y luego aplicar su sistema de bolsa.
4. Para retirarlo, despegue cuidadosamente de la piel cuando cambie el protector cutáneo.



Figura 3



Figura 4



Figura 5

## Preguntas frecuentes

### ¿Cómo sé qué forma y tamaño de anillo protector debo usar?

Seleccione el tamaño y la forma de anillo protector que mejor coincidan con el tamaño y la forma de su estoma. Los anillos protectores pueden estirarse ligeramente en cualquier dirección para proporcionar un ajuste a la medida de su estoma. **No lo estire demasiado.**

### ¿Qué sucede si el anillo protector es demasiado grande para mi estoma?

Puede achicar el anillo protector recortando una sección y presionando para unir nuevamente los extremos cortados.

### ¿Es importante cuál de los lados del anillo protector queda en contacto con la piel?

Sí. Aplique el lado plano del anillo protector al lado con adhesivo de su protector cutáneo.

### ¿Puedo usarlo si tengo la piel irritada?

Sí\*, los anillos protectores convexos Adapt no contienen alcohol, por lo cual no sentirá el ardor del alcohol cuando lo aplique sobre piel agrietada o irritada.

### ¿El seguro reembolsa los anillos protectores convexos Adapt?

En los EE. UU., Medicare y la mayoría de las aseguradoras privadas generalmente cubren los anillos protectores convexos Adapt de uso prolongado\*\*. El código en el Sistema de Códigos de Procedimientos Comunes de la Atención Médica (HCPCS) es A4411.

\*La piel irritada cerca del estoma debe ser evaluada por un profesional de la salud cualificado, que ayudará a determinar la causa del problema cutáneo y cómo evitar lesiones mayores.

