

Tratamiento de fístulas

Definición de fístula

Apertura anormal entre dos órganos huecos o entre un órgano hueco y la piel. Los factores predisponentes para la formación de fístulas incluyen el deterioro de la capacidad para sanar después de una cirugía, enfermedad de Crohn, ruptura de anastomosis intestinal o infección.

Ejemplos de fístulas

- Fístula enterocutánea: abertura entre el intestino delgado y la piel. Probablemente el drenaje será líquido, de gran volumen y contendrá enzimas digestivas que son perjudiciales para la piel.
- Fístula colocutánea: abertura entre el colon y la piel. Lo liberado puede ser con consistencia entre líquida y semiformada, generalmente con mal olor y puede contener gas.
- Fístula vesicocutánea: abertura entre la vejiga y la piel que drena orina.
- Esofagostomía: abertura entre el esófago y la piel que drena mucosidad y otros líquidos que pueden administrarse oralmente.

Desafíos asociados con el tratamiento de las fístulas

- Si bien existen factores de predisposición, con frecuencia la fístula representa un evento imprevisto relacionado con la cirugía o la enfermedad y, por lo tanto, es un desafío para los pacientes, familiares y cuidadores.
- Suelen estar situadas en áreas difíciles para su tratamiento (es decir, cerca de o en las líneas de incisión, arrugas, tubos, u otro tipo de fístulas).
- A menudo la abertura de la fístula está ubicada al nivel de la piel o por debajo de esta.
- El drenaje con frecuencia es corrosivo para la piel, tiene mal olor y puede ser de gran volumen.

Objetivos clave de los controles de enfermería

- Proteger la piel: la descarga de una fístula puede resultar muy irritante para la piel. La piel lesionada contribuye al dolor y a la incomodidad. Una barrera cutánea puede proteger la piel del contacto con el drenaje.
- Contener la descarga: si las descargas son mínimas, las gasas pueden ser suficientes para lograr la contención. Sin embargo, si el volumen de descarga de la fístula es significativo o con frecuencia sobrepasa el apósito, una bolsa puede resultar más adecuada. La utilización de una bolsa puede ser más eficiente y puede ayudar a reducir la exposición de los profesionales de la salud a los fluidos corporales.
- Medir la descarga: con una fístula de gran drenaje, la pérdida de fluidos y electrolitos puede ser una preocupación mayor. La medición puede ser más fácil con un sistema de bolsa que con apósitos de absorción. Considere la posibilidad de un colector de drenaje de cabecera para ayudar a mantener el drenaje lejos de la barrera cutánea.
- Gestionar los costos: el cuidado de las fístulas puede ser costoso en términos de suministros y recursos humanos. El uso de un sistema de bolsa y accesorios adecuados puede ser más rentable y fácil de gestionar que los frecuentes cambios de apósitos.
- Controlar el olor: la contención del drenaje en un sistema de bolsa, incluso en cantidades pequeñas, puede permitir un mejor control del olor. Otros productos accesorios pueden ayudar con el control del olor cuando se cambia o se vacía la bolsa.
- Proporcionar comodidad al paciente: el tratamiento efectivo de una fístula puede contribuir a la dignidad y comodidad del paciente.



Fístula en una herida abdominal abierta



Fístula enterocutánea

Tratamiento de fístulas

Objetivos del paciente		Proteger la piel	Contener la descarga	Medir la descarga	Controlar los costos	Controlar el olor	Comodidad del paciente
Opciones del producto	Comentarios						
Premier Bolsas de alta capacidad de descarga Referencia n.º 80070 u 80110	<ul style="list-style-type: none"> Barrera cutánea a medida de uso prolongado. Se puede conectar al colector de cabecera. 	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Collectores de drenaje de heridas Referencia n.º 9773, 9776 o 9778	<ul style="list-style-type: none"> Barrera cutánea a medida estándar. Se puede conectar al colector de cabecera. 	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hollister Puerto de acceso al catéter universal Referencia n.º 9779	<ul style="list-style-type: none"> Opcional. Adapta los tubos que necesiten salir de una bolsa. 			✓	✓		
Pouchkins Bolsas pediátricas Referencia n.º 3788, 3796, 3795, 3797	<ul style="list-style-type: none"> Ideal para ubicaciones pequeñas y difíciles para colocar bolsas o donde el volumen de la descarga es bajo. 	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Adapt Anillos de barrera Referencia n.º 7805, 7815, 7806, 8805, 8815	<ul style="list-style-type: none"> Utilícelos para rellenar contornos desiguales de la piel. Utilícelos para evitar que el drenaje pase debajo de la barrera cutánea de la bolsa. Más durable que la pasta. 	✓			✓		✓
Adapt Paste Referencia n.º 79300	<ul style="list-style-type: none"> Utilícela para rellenar contornos desiguales de la piel. Utilícela para evitar que el drenaje pase debajo de la barrera cutánea de la bolsa. 	✓					
m9 Aerosol neutralizador de olores	<ul style="list-style-type: none"> Desodorante de ambientes. 					✓	✓
Adapt Neutralizador de olores y lubricante Referencia n.º 78500	<ul style="list-style-type: none"> Neutraliza el olor cuando se vacía la bolsa drenable. Facilita el vaciado de la bolsa drenable. 					✓	✓
Adapt Aerosol adhesivo médico Referencia n.º 7730	<ul style="list-style-type: none"> Ayuda a mejorar el sellado de la bolsa en ubicaciones difíciles. Rocíe sobre el lado adhesivo del sistema de bolsa. 				✓		✓
Adapt Polvo para estoma Referencia n.º 7906	<ul style="list-style-type: none"> Ayuda a secar la piel húmeda irritada para obtener un mejor sellado de bolsa. 				✓		✓
Colector de drenaje de cabecera Referencia n.º 9839	<ul style="list-style-type: none"> Ideal para descargas líquidas de gran volumen. Proporciona una mayor contención para la recolección de fluidos. 			✓			✓

Para solicitar una muestra, o si tiene consultas sobre el producto o preguntas clínicas específicas con respecto a nuestros productos en EE. UU., llame al **1.888.808.7456**. En Canadá, llame al **1.800.263.7400**.



Se recomienda hacer un seguimiento de rutina con un profesional de la salud.

Antes de usar cualquiera de los productos u accesorios de ostomía, asegúrese de leer todas las etiquetas y los prospectos del producto para conocer las indicaciones, contraindicaciones, riesgos, advertencias, precauciones e instrucciones de uso.

El logotipo de Hollister, Adapt, m9, Pouchkins y Premier son marcas comerciales de Hollister Incorporated.
© 2017 Hollister Incorporated. 923182-317

Hollister Incorporated
2000 Hollister Drive
Libertyville, Illinois 60048
1.800.323.4060

www.hollister.com

Hollister Limited
95 Mary Street
Aurora, Ontario L4G 1G3
1.800.263.7400