

Toallitas dermoprotectoras sin ardor Adapt

Información general

- Utilícela para proteger la piel de residuos corporales o de la irritación asociada con la extracción del adhesivo.
- Proporciona una aplicación que no genera el ardor que puede estar asociado con los productos que contienen alcohol.
- No se recomienda usar toallitas dermoprotectoras debajo de las barreras cutáneas de uso prolongado, ya que esto puede reducir el tiempo de uso.

Uso de la toallita dermoprotectora sin ardor

1. Lave y seque su piel completamente.
2. Abra el paquete de la toallita dermoprotectora y retire la toallita.
3. Aplíquela directamente sobre el área de la piel que va a proteger.
4. Espere hasta que la zona se seque completamente al tacto.
5. Coloque el sistema de bolsa de ostomía o adhesivo como lo hace habitualmente.

Preguntas frecuentes

P: ¿El uso de las toallitas dermoprotectoras es siempre necesario?

R: No, el uso de las toallitas dermoprotectoras es opcional. Utilícela para proteger la piel de residuos corporales o de la irritación asociada con la extracción del adhesivo. Se puede utilizar una toallita dermoprotectora cuando se quitan adhesivos/cintas con frecuencia.

P: ¿Pueden utilizarse las toallitas dermoprotectoras con barreras cutáneas de uso prolongado?

R: No se recomienda usar toallitas dermoprotectoras si está utilizando una barrera cutánea de uso prolongado, ya que esto puede reducir el tiempo de uso.

P: ¿Las toallitas dermoprotectoras **Adapt** ayudan a prevenir los problemas relacionados con la piel?

R: Sí. Las toallitas dermoprotectoras sin ardor son una alternativa delicada, a base de agua, desarrollada para minimizar la irritación y el dolor que pueden ocurrir con toallitas que contengan alcohol. También ofrecen una efectiva protección de la piel, ayudando a reducir el riesgo de irritación de la piel asociados con la aplicación y remoción repetidas de adhesivos, o de daño en la piel causado por los fluidos corporales.

P: ¿La toallita dermoprotectora permite que el adhesivo se adhiera mejor?

R: No, no es un adhesivo. Simplemente agrega una capa protectora a la superficie de su piel.



Toallitas dermoprotectoras sin ardor Adapt Referencia N.º 7917

