



1




2a & 3a




2b & 3b


Miehet/Homme/Ανδρας/Uomo/Mannen/Menn/Män




2




2c




2d



2e




2f




2g


Naiset/Femme/Γυναίκα/Donna/Vrouwen/Kvinner/Kvinnor




3




3c




3d



3e



3f



3g

FR Mode d'emploi

AVERTISSEMENT : Afin de réduire le risque d'infection et/ou de complication, ne pas réutiliser.

AVERTISSEMENT : En cas d'effet indésirable ou de signe de traumatisme, arrêter l'utilisation du produit et consulter immédiatement un médecin.

- Set pour sondage intermittent prêt à l'emploi en système fermé à usage unique
- Sonde sans phtalates avec revêtement hydrophile
- Sa gaine protectrice et son guide d'insertion permettent de pratiquer la technique no-touch
- 2 oeillets atraumatiques
- Capuchon protecteur facile à ôter
- Poche de recueil de 1000 mL
- Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel

Cette sonde pour sondage intermittent est un tube flexible qui est inséré dans l'urètre par les patients hommes, femmes et enfants ayant besoin de vider l'urine présente dans leur vessie.

PRÉCAUTION : Consulter un médecin avant d'utiliser ce matériel si les symptômes suivants apparaissent :

- Lésion de l'urètre
- Saignement inexpliqué de l'urètre
- Sténose prononcée de l'urètre
- « Fausse Route »
- Inflammation de l'urètre (urétrite)
- Inflammation de la prostate (prostatite)
- Inflammation de l'épididyme (épididymite)

PRÉCAUTION : Le sondage doit être effectué selon les recommandations de soin et les conseils d'un médecin et uniquement conformément au mode d'emploi fourni. La fréquence de sondage (insertion d'une sonde urinaire) varie selon les personnes. Elle doit donc vous être indiquée par votre professionnel de la santé. Pour toute autre question relative à votre sondage, veuillez contacter votre professionnel de la santé.

Mode d'emploi

Se laver les mains

- Pour ouvrir l'emballage, tirer sur le trou qui se trouve en haut de l'emballage vers soi et au moins jusqu'à la moitié.
- HOMME :** Tenir la verge. Décroter le prépuce (le cas échéant) et procéder à la toilette du gland et du méat urétral à l'eau et au savon neutre, ou en utilisant une lingette humide sans alcool. Retirer la sonde de son emballage.
- Dégager la poche de recueil en faisant glisser la bande de papier vers la sonde ; ou **2b**, placer la sonde sur une surface plane et soulever la poche avec la partie inférieure du poing pour la détacher de la sonde afin de la dégager de la bande de papier.
- Retirer le capuchon du guide d'insertion.
- Tenir la sonde d'une main et, avec l'autre, la faire avancer à l'intérieur de son emballage individuel jusqu'à ce que le bout de la sonde arrive dans le guide d'insertion sans sortir.
- Prendre la sonde sous le guide d'insertion et l'insérer jusqu'à ce que la base touche le méat urétral.
- Replacer le prépuce (le cas échéant) **tout en maintenant le guide d'insertion en place**. Faire avancer la sonde dans l'urètre jusqu'à ce que l'urine commence à s'écouler. Une fois que l'urine a cessé de couler, retirer lentement la sonde pour s'assurer que la vessie est complètement vide, puis retirer doucement toute la sonde.

- Une fois le sondage terminé, tenir la poche de recueil par la poignée.
- Pour vider la poche de recueil avant de la jeter, déchirer là où se trouve la flèche (Tear here to empty) et vider l'urine. La sonde et la poche de recueil peuvent être jetées dans une poubelle. NE PAS LA JETER DANS LES TOILETTES. Se laver les mains.

- FEMME :** Ecarter les lèvres et procéder à une toilette à l'eau et au savon neutre, ou en utilisant une lingette humide sans alcool. Retirer la sonde de son emballage.

- Dégager la poche de recueil en faisant glisser la bande de papier vers la sonde ; ou **3b**, placer la sonde sur une surface plane et soulever la poche avec la partie inférieure du poing pour la détacher de la sonde afin de la dégager de la bande de papier.
- Retirer le capuchon du guide d'insertion.

- Tenir la sonde d'une main et, avec l'autre, la faire avancer à l'intérieur de son emballage individuel jusqu'à ce que le bout de la sonde arrive dans le guide d'insertion sans sortir.
- Ecarter les lèvres avec deux doigts. Prendre la sonde sous le guide d'insertion et l'insérer jusqu'à ce que la base du guide d'insertion touche le méat urétral.
- Relâcher les lèvres **tout en maintenant le guide d'insertion en place**. Faire avancer la sonde dans l'urètre jusqu'à ce que l'urine commence à s'écouler. Une fois que l'urine a cessé de couler, retirer lentement la sonde pour s'assurer que la vessie est complètement vide, puis retirer doucement toute la sonde.

- Une fois le sondage terminé, tenir la poche de recueil par la poignée.
- Pour vider la poche de recueil avant de la jeter, déchirer là où se trouve la flèche (Tear here to empty) et vider l'urine. La sonde et la poche de recueil peuvent être jetées dans une poubelle. NE PAS LA JETER DANS LES TOILETTES. Se laver les mains.

NOTE : Les boîtes doivent être rangées à plat et à température ambiante. Ce produit comprend : une gaine en polyuréthane, un guide en élastomère thermoplastique, et une tubulure sans phthalates.

IT Istruzioni per l'uso

AVVERTENZE: Per aiutare a ridurre la possibilità di infezioni e/o altre complicanze, non riutilizzare.

AVVERTENZE: In caso di evidente disagio o di qualsiasi segno di trauma interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare il proprio operatore sanitario di riferimento.

- Catetere pronto all'uso per cateterismo ad intermittenza, a sistema chiuso, monouso
- Catetere privo di ftalati ricoperto con coating idrofiliico
- La punta protetta e la guaina di protezione permettono l'inserimento con tecnica no-touch
- 2 occhiali atraumatici
- Cappuccio di protezione facile da rimuovere
- Sacca di raccolta da 1000 mL
- Realizzato senza lattice di gomma naturale

Questo catetere a intermittenza è un dispositivo tubolare flessibile che viene inserito nell'uretra di pazienti sia adulti che pediatrici di sesso maschile e femmine allo scopo di drenare l'urina dalla vescica.

PRECAUZIONI: Rivolgersi al proprio operatore sanitario di riferimento prima di effettuare il cateterismo se si verifica una delle seguenti situazioni:

- Uretra lesionata
- Sanguinamento dell'uretra
- Restringimento pronunciato dell'uretra
- Falsa vie
- Uretriti – infiammazioni dell'uretra
- Prostatite – infiammazione della prostata
- Epididimite – infiammazione dell'epididimo

PRECAUZIONI: L'autocaterismo deve essere praticato secondo il piano di cura e i consigli dell'operatore sanitario di riferimento. Seguire sempre le istruzioni per l'uso fornite. Poiché la frequenza di cateterizzazione varia da persona a persona, la frequenza raccomandata di cateterizzazione dovrebbe essere fornita da un operatore sanitario di fiducia. Per qualunque domanda relativa alla cateterizzazione la preghiamo di contattare il suo operatore sanitario di fiducia.

Istruzioni per l'uso

Lavare le mani

- Per aprire la confezione, tirare l'apposito anello verso di sé e verso il basso.
- UOMO:** sollevare il pene. Tirare indietro il prepuzio (ove presente) e detergere il glande e il meato uretrale con un detergente delicato e non profumato oppure con una salvietta non contenente alcool. Estrarre il catetere dalla confezione.
- Librare la sacca di raccolta facendo scorrere verso il catetere la fascetta di carta, allontanandola dalla sacca, oppure **2b**, posizionare il catetere su una superficie piana e, usando la parte inferiore del pugno, separare la sacca dal catetere per rimuovere la fascetta di carta.
- Rimuovere il cappuccio di protezione del catetere.
- Tenere il catetere con una mano e con l'altra farlo avanzare fino a che la punta del catetere arrivi alla punta protetta, facendo attenzione che non esca.
- Tenere il catetere al di sotto della base della punta protetta ed inserire la punta protetta fino a che la base non venga in contatto con il meato uretrale.
- Rilasciare il prepuzio (ove presente), **mantenendo in posizione la punta protetta**. Inserire il catetere finché l'urina inizia a defluire. Una volta che il flusso di urina è terminato, ritirare lentamente il catetere per assicurarsi che la vescia si sia completamente svuotata. Estrarre infine completamente il catetere in maniera delicata.

Dopo il cateterismo, tenere la sacca di raccolta dall'impugnatura.

- Per svuotare la sacca di raccolta prima di gettarla via, strappare in corrispondenza della freccia (Tear here to empty) e drenare l'urina. Il catetere e la sacca di raccolta possono essere smaltiti in un portarifiuti. NON GETTARE IL CATETERE NEL WC. Lavare le mani.

- DONNA:** aprire le labbra e detergere attorno al meato uretrale con un detergente delicato e non profumato oppure con una salvietta non contenente alcool. Estrarre il catetere dalla confezione.

- Librare la sacca di raccolta facendo scorrere verso il catetere la fascetta di carta, allontanandola dalla sacca, oppure **3b**, posizionare il catetere su una superficie piana e, usando la parte inferiore del pugno, separare la sacca dal catetere per rimuovere la fascetta di carta.

- Rimuovere il cappuccio di protezione del catetere.
- Tenere il catetere con una mano e con l'altra farlo avanzare fino a che la punta del catetere arrivi alla punta protetta, facendo attenzione che non esca.
- Aprire le labbra con due dita. Tenere il catetere al di sotto della base della punta protetta ed inserire la punta protetta fino a che la base non venga in contatto con il meato uretrale.

- Rilasciare le labbra, **mantenendo in posizione la punta protetta**. Inserire il catetere finché l'urina inizia a defluire. Una volta che il flusso di urina è terminato, ritirare lentamente il catetere per assicurarsi che la vescica si sia completamente svuotata. Estrarre infine completamente il catetere in maniera delicata.

Dopo il cateterismo, tenere la sacca di raccolta dall'impugnatura.

- Per svuotare la sacca di raccolta prima di gettarla via, strappare in corrispondenza della freccia (Tear here to empty) e drenare l'urina. Il catetere e la sacca di raccolta possono essere smaltiti in un portarifiuti. NON GETTARE IL CATETERE NEL WC. Lavare le mani.

NOTA: conservare le confezioni in posizione orizzontale ed a temperatura ambiente.

Questo prodotto è composto da: film di protezione in poliuretano, punta protetta in termoplastica elastomerica e corpo esente da Ftalati.

NO Bruksanvisning

ADVARSEL: For å redusere faren for mulige infeksjoner og/eller andre komplikanser, skal dette produktet kun brukes én gang.

ADVARSEL: Ved ubehag eller tegn til skade, avslutt straks kateteriseringen og rådfør deg med helsepersonell.

- Klart til bruk, engangskateter til intermitterende kateterisering, lukket system.
- Flataftritt kateter med hydrofil overflate
- Beskyttende tupp og beskyttelsesmerke muliggjør “no-touch” innføringssteknikk
- 2 smidige kateterøyne
- Hette med ring - lett å fjerne
- 1000 mL oppsamlingspose
- Ikke laget med naturlig gummilateks

Dette intermitterende kateteret er et fleksibelt rør som føres inn i urinrøret hos menn, kvinner og barn for å tømme blæren for urin.

FORSIKTIGTSREGLER: Vennligst konsulter helsepersonell, før bruk av kateteret, hvis noen av de følgende forhold er tilstede:

- Smertor i urinrøret
- Uforklarlig blødning fra urinrøret
- Uttatt forsenring
- “Falsk” passasje
- Uretritt – betennelse i urinrøret
- Prostatitt – betennelse i prostata
- Epididymitt – blitestikkelbetennelse

FORSIKTIGTSREGLER: Selvkateterisering må følge behandlingsplanen og kun utføres etter medisinsk rådgivning og kun i samsvar med angitte anvisninger. Du må alltid følge anvisningene fra helsepersonell. Fordi kateteriseringsfrekvens varierer fra personen til person, bør anbefalt frekvens for kateteriseringen oppgis av helsepersonell. Ta kontakt med helsepersonell for ytterligere spørsmål om kateteriseringen din.

Bruksanvisning

Vask hendene

- Åpne forpakningen ved å trekke øverste fingerhull mot deg og minst halvveis ned.
- MENN:** Hold penis. Trekk forhuden tilbake (hvis tilstede) og vask glans og urinrørsåpningen med mild, uparfymert såpe eller alkoholfri våtserviett. Fjern kateteret fra pakningen.
- Løs ut oppsamlingsposen ved å føre kateterbåndet mot kateteret og av posen, eller **2b**, plasser kateteret på en rett overflate. Bruk den nederste delen av knyttneven til å løfte posen vekk fra kateteret og frigjøre papirbåndet.
- Fjern hetten med ring fra kateterets beskyttende tupp.
- Hold kateteret med en hånd og bruk den andre hånden til å skyve kateteret fremover inntil tuppen av kateteret fyller den beskyttende tuppen. Kateteret skal ikke stikke utenfor beskyttelsestuppen.
- Hold i kateteret nedenfor den beskyttende tuppen og før den inn til kragen kommer i kontakt med urinrørsåpningen.
- Trekk frem forhuden og (hvis tilstede) **hold den beskyttende tuppen på plass**. Før kateteret frem til urinen begynner å renne. Når urinen slutter å renne, trekkes kateteret sakte ut, for å sikre at blæren er helt tømt. Trekk så kateteret forsiktig helt ut.

Etter kateterisering skal oppsamlingsposen bæres i håndtak.

- Riv av ved pilen (Tear here to empty) for å tømme oppsamlingsposen for urin før den kastes. Kateteret og oppsamlingsposen kan kastes i en avfallsbeholder. **MÅ IKKE SKYLLES NED I TOALETET.** Vask hendene.

- KVINNER:** Skill kjønnsleppene og vask rundt urinrørsåpningen med mild, uparfymert såpe eller alkoholfri våtserviett. Fjern kateteret fra pakningen.

- Løs ut oppsamlingsposen ved å føre kateterbåndet mot kateteret og av posen, eller **2b**, plasser kateteret på en rett overflate. Bruk den nederste delen av knyttneven til å løfte posen vekk fra kateteret og frigjøre papirbåndet.

- Fjern hetten med ring fra kateterets beskyttende tupp.
- Hold kateteret med en hånd og bruk den andre hånden til å skyve kateteret fremover inntil tuppen av kateteret fyller den beskyttende tuppen. Kateteret skal ikke stikke utenfor beskyttelsestuppen.
- Skill kjønnsleppene med to fingre. Hold i kateteret nedenfor den beskyttende tuppen, og før den inn til kragen kommer i kontakt med urinrørsåpningen.
- Slipp kjønnsleppene og **hold den beskyttende tuppen på plass**. Før kateteret frem til urinen begynner å renne. Når urinen slutter å renne, trekkes kateteret sakte ut, for å sikre at blæren er helt tømt. Trekk så kateteret forsiktig helt ut.

Etter kateterisering skal oppsamlingsposen bæres i håndtak.

- Riv av ved pilen (Tear here to empty) for å tømme oppsamlingsposen for urin før den kastes. Kateteret og oppsamlingsposen kan kastes i en avfallsbeholder. **MÅ IKKE SKYLLES NED I TOALETET.** Vask hendene.

MERK: Forpakningen skal oppbevares liggende og i romtemperatur. Dette produktet består av: hylse i polyuretan, tupp av termoplastisk elastomer og slanger som ikke er fremstilt av ftalater.

FR Käyttöohjeet

VAROITUS: Infektio- ja/tai muiden komplikaatiovaarojen vähentämiseksi tuotetta ei saa käyttää uudelleen.

VAROITUS: Jos katetroinnin yhteydessä esiintyy kipua tai muita vaurioon viittaavia oireita, keskeytä katetrin käyttö ja ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.

- Käyttövalmis, suljetun järjestelmän kertakäyttöinen toistokateetri
- Flataafrit sisällyttämättömstä muovista valmistettu katetri hydrofiilisellä päällysteellä
- Suojäkärki ja suojapussi tukevat asennustekniikkaa, jossa katetrin ei kosketa
- 2 pehmeää keruaukkoa
- Helposti poistettava rengaskorkki
- 1000 mL keräyspussi
- Ei sisällä luonnonkumilatteksia

Tämä toistokateetri on joustava, putkimainen väline, joka työnnetään virtsaputken kautta virtsarakkoon niillä mies-, nais- ja lapsipotillailla, joiden tarvitsee tyhjentää virtsarakkonsa.

VAROITUKSET: Jos sinulla on todettu joku seuraavista, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen, ennen kuin käytät tätä tuotetta:

- vahingoittunut virtsaputki
- selittämättömtä verenvuotoa virtsaputkesta
- selvä ahtauma
- virtsaputken anomalia
- uretriitti – virtsaputken tulehdus
- prostatitiitti – eturauhastulehdus
- epididymitti – lisäkiivestulehdus

VAROITUKSET: Itsekateetroinnin saa tehdä vain terveydenhuollon ammattilaisen hoitosuunnitelman ja neuvojen sekä annettujen ohjeiden mukaan. Koska katetrointitheyys vaihtelee yksilöllisesti, terveydenhuollon ammattilaisen on annettava ohjeet sinulle sopivasta katetrointitheydestä. Jos sinulla on kysyttävää katetroinnistasi, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.

Käyttöohjeet

Pese kätesi

- Avaa pakkauks vetämällä yläosan sormiaukkoa itseäsi kohti ja vähintään pakkauksen puolivälin saakka.
- MIEHET:** Pitele penistä. Vedä esinahka (jos olemassa) taakse ja puhdista terska sekä virtsaputken aukko miedolla, hajustamattomalla saippualla tai alkoholittomalla kostealla pyyhkeellä. Poista katetri pakkauksesta.

- Irota keräyspussi iu/uttamalla paperinauhaa katetria kohti ja pois pussista tai **2b**. Aseta katetri tasaiselle pinnalle ja nosta nyrkin alaosa käyttäen pussi pois katetrista siten, että paperinauha vapautuu.

- Poista suojäkorkki katetrin suojäkärjestä.

- Pidä katetria yhdellä kädellä ja toisella kädellä kuljeta katetria niin, että katetrin pää on suojäkärjen sisällä, ole samalla huolellinen, ettei katetrin pää tule ulos kärestä.

- Tartu katetrin suojäkärjen levyä alapuolelta ja aseta suojäkärki, kunnes sen tyvi koskettaa virtsaputken aukkoa.

- Päästä esinahka (jos olemassa) ja **pidä suojäkärki paikoillaan**. Liu’ uta katetria eteenpäin, kunnes virtsa virtaa. Kun virtsaa ei enää tule, vedä katetria hitaasti takaisinpin varmistaksesi, että virtsarakko on täysin tyhjä. Sitten poista katetri hellävaraisesti.

Kanna katetroinnin jälkeen keräyspussia pitään kiinni kädensijasta.

- Tyhjentääksesi keräyspussin ennen sen hävittämistä, revi ruolen kohdalta (Tear here to empty) kohdalta virtsan poistamiseksi. Katetri ja keräyspussi voidaan hävittää panemalle ne roskakoriin. ÄLÄ HUUHTELE ALAS WC-STÄ. Pese kätesi.

- NAISET:** Levitä häpyhuulet ja puhdista virtsaputken aukko miedolla, hajustamattomalla saippualla tai alkoholittomalla kostealla pyyhkeellä. Poista katetri pakkauksesta.

- Irota keräyspussi iu/uttamalla paperinauhaa katetria kohti ja pois pussista tai **3b**. Aseta katetri tasaiselle pinnalle ja nosta nyrkin alaosa käyttäen pussi pois katetrista siten, että paperinauha vapautuu.

- Poista suojäkorkki katetrin suojäkärjestä.

- Pidä katetria yhdellä kädellä ja toisella kädellä kuljeta katetria niin, että katetrin pää on suojäkärjen sisällä, ole samalla huolellinen, ettei katetrin pää tule ulos kärestä.

- Erota häpyhuulet kahdella sormella. Tartu katetrin suojäkärjen levyä alapuolelta ja aseta suojäkärki paikoilleen, kunnes sen tyvi koskettaa virtsaputken aukkoa.

- Päästä häpyhuulet ja **pidä suojäkärki paikoillaan**. Liu’ uta katetria eteenpäin, kunnes virtsa virtaa. Kun virtsaa ei enää tule, vedä katetria hitaasti takaisinpin varmistaaaksesi, että virtsarakko on täysin tyhjä. Sitten poista katetri hellävaraisesti.

Kanna katetroinnin jälkeen keräyspussia pitään kiinni kädensijasta.

- Tyhjentääksesi keräyspussin ennen sen hävittämistä, revi ruolen kohdalta (Tear here to empty) kohdalta virtsan poistamiseksi. Katetri ja keräyspussi voidaan hävittää panemalle ne roskakoriin. ÄLÄ HUUHTELE ALAS WC-STÄ. Pese kätesi.

HUOM: Säilytä pakkaukset pystyasennossa ja normaalisssa huonelämpötilassa. Tämä tuote koostuu seuraavista osista: polyuretaanisuojapussi, termoplastinen elastomeerikärki ja letku, joka ei sisällä ftalaattia:tä.

GR Οδηγίες Χρήσης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να βοηθήσετε να μειωθεί η πιθανότητα μόλυνσης και / ή άλλων επιπλοκών, μην επαναχρησιμοποιείτε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν παρουσιαστεί ενόχληση ή οποιαδήποτε ένδειξη τραύματος, σταματήστε αμέσως τη χρήση του και συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

- Ετοιμας για χρήση, μιας χρήσης, κλειστός συστήματος καθετήρας για διαλείποντα καθετηριασμό
- Καθετήρας με υδροφιλή επικάλυψη χωρίς φθαλκικές ενώσεις
- Προστατευτικός εισαγωγέας και κάλυμμα από διάφανο φιλμ που υποστηρίζουν τη μέθοδο εισαγωγής χωρίς επαφή
- 2 Λεία μάτια καθετήρα
- Πώμα με δακτύλιο που ασφαρίζεται εύκολα
- Ουροουλλεκτική 1000mL
- Δεν κατασκευάζεται με λατέξ από φυσικό ελαστικό κόμμι (καουτσούκ)

Αυτός ο καθετήρας για διαλείποντα καθετηριασμό είναι μία εύκαμπτη ωληγοηδής συσκευή που εισάγεται διαμέσου της ουρήθρας σε ενήλικους και παιδιατρικούς ασθενείς και των δύο φύλων που χρήζουν αποστράγγισης ούρων από την ουροδόχο κύστη.

ΠΡΟΒΛΑΨΕΙΣ: Παράκαλούμε συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν αν υπάρχει οποιαδήποτε από τις παρακάτω καταστάσεις:

- Κακοποιημένη ουρήθρα
- Ανεξήγητη αιμορραγία από την ουρήθρα
- Εκδήλη στένωσις
- False Passage
- Ουρηθρίτιδα-φλεγμονή της ουρήθρας
- Προστατίτιδα-φλεγμονή του προστάτη
- Επιδιδυμίτιδα-φλεγμονή της επιδιδυμίδας

ΠΡΟΒΛΑΨΕΙΣ: Ο αυτό-καθετηριασμός θα πρέπει να ακολουθεί το πρόγραμμα φροντίδας και της συμβουλές του γιατρού σας, και να πραγματοποιείται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που παρέχονται. Επειδή η συχνότητα καθετηριασμού ποικίλλει ανά άτομο, η συγκατάθεση συχνότητα καθετηριασμού σας πρέπει να ορίζεται από το γιατρό σας. Για οποιοδήποτε άλλες ερωτήσεις σχετικά με το καθετηριασμό σας, επικοινωνήστε με το γιατρό σας.

Οδηγίες Χρήσης

Πλύνετε τα χέρια σας

- Για να ανοίξετε τη συσκευασία, τραβήξτε την πάνω σπή για το δαχτύλο προς το μέρος σας και τουλάχιστον μέχρι τη μέση προς τα κάτω.
- ΑΝΔΡΑΣ:** Κρατήστε το πέος. Τραβήξτε προς τα πίσω την ακροποσθία (αν υπάρχει) και καθαρίστε τη βάλανο και το άνοιγμα της ουρήθρας με ήπιο, μη αρωματισμένο σαπούνι ή ένα υγρό παντζήλι χωρίς αλκοόλη. Απομακρύνετε τον καθετήρα από τη συσκευασία.
- Απελευθερώστε τον ουροουλλεκτικό απομακρυνόταος τη χάρτινη ταινία από τον ουροουλλεκτική προς τον καθετήρα, ή **2b**, τοποθετήστε τον καθετήρα σε επιπίδη επιφάνεια και με το χέρι σας απομακρύνετε τον ουροουλλεκτικό από τον καθετήρα για να ελευθερωθεί η χάρτινη ταινία.
- Ασφαρέστε το πώμα με δακτύλιο από τον προστατευτικό εισαγωγέα του καθετήρα.
- Κρατήστε τον καθετήρα με το ένα χέρι και με το άλλο μετακινήστε τον καθετήρα προς τα εμπρός μέχρι η άκρη του προστατευτικού εισαγωγέα να μπαει στον προστατευτικό εισαγωγέα, φροντίζοντας να μην εγγείει από αυτόν.
- Πιάστε τον καθετήρα κάτω από τη βάση του προστατευτικού εισαγωγέα, και εισάγετε τον προστατευτικό εισαγωγέα στην ουρήθρα μέχρι η βάση του να έρθει σε επαφή με το άνοιγμά τη.
- Αφρώτε τη χείλη, κρατώντας (αν