

# Sistema de bolsa para recién nacidos Pouchkins

## Materiales



Bolsa colectora, barrera cutánea, guía medidora, tijeras, bolígrafo, agua y gasa, bolas de algodón o papel tisú.

## Preparación de la barrera cutánea y la bolsa



1 Mida el diámetro del estoma con una guía de medición de estoma antes de cada aplicación de barrera.



2 Trace el tamaño de la abertura determinada en la barrera cutánea. La barrera cutánea debe encajar en el punto de contacto entre la piel y el estoma. Compruebe que no se vea la piel entre la barrera cutánea y el estoma para evitar fugas e irritación de la piel.



3 Con tijeras curvas pequeñas, recorte cuidadosamente una abertura en la barrera cutánea que coincida con el patrón. No corte por fuera de la línea sobre el protector antiadherente.



4 Retire el protector antiadherente de la barrera cutánea.



5 Con el lado de papel de la barrera cutánea hacia arriba, centre la barrera cutánea en el adhesivo de la bolsa. Mantenga la posición durante 10 segundos. No debe quedar visible ningún adhesivo fuera de la barrera cutánea.



6 Retire el protector antiadherente de la barrera cutánea. Déjela a un lado con el adhesivo hacia arriba. Cierre la válvula de drenaje en la parte inferior de la bolsa fijando la tapa.



7 Levante cuidadosamente un borde del adhesivo y despéguelo hacia abajo, desprendiendo la piel de la barrera cutánea delicadamente. Deseche adecuadamente la bolsa usada. No la arroje por el excusado.

## Limpie y seque la piel



8 Limpie la piel con agua o jabón suave según las indicaciones del profesional de la salud. Enjuáguela y séquela completamente. No aplique aceites, polvos, lociones ni jabones tipo loción sobre la piel.



9 Centre la abertura de la barrera cutánea alrededor del estoma. Aplique una presión leve a la barrera cutánea por alrededor de un minuto para lograr una mejor adherencia.

## Consejos

- La bolsa para recién nacidos tiene una válvula en la parte inferior. Si la descarga es demasiado espesa, puede cortar el extremo inferior de la bolsa en la ubicación deseada. Corte los estabilizadores de la bolsa plástica ubicados dentro de la bolsa y retírelos.
- Coloque el fleje que se incluye en la caja. Consulte las instrucciones detalladas de uso dentro de la caja. Si se corta demasiado, se disminuirá la capacidad de la bolsa.
- Vacíe su bolsa cuando esté llena en un tercio o a la mitad de descargas o gas. Si la capacidad no es suficiente, considere cambiar a una bolsa pediátrica de mayor dimensión.
- La piel alrededor del estoma no debe estar irritada ni lesionada. Si la piel está irritada, póngase en contacto con una enfermera o un enfermero que se especialice en el cuidado de heridas (o lesiones), ostomía, continencia/terapia enterostomal.

# Sistema de bolsa para recién nacidos Pouchkins

## Instrucciones adicionales

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Para solicitar una muestra, o si tiene consultas sobre el producto o preguntas clínicas específicas con respecto a nuestros productos en EE. UU., llame al **1.888.808.7456**. En Canadá, llame al **1.800.263.7400**.

Se recomienda hacer un seguimiento de rutina con un profesional de la salud.  
Antes de usar cualquiera de los productos u accesorios de ostomía, asegúrese de leer todas las etiquetas y los prospectos del producto para conocer las indicaciones, contraindicaciones, riesgos, advertencias, precauciones e instrucciones de uso.



**Hollister Incorporated**  
2000 Hollister Drive  
Libertyville, Illinois 60048  
1.800.323.4060

[www.hollister.com](http://www.hollister.com)

**Hollister Limited**  
95 Mary Street  
Aurora, Ontario L4G 1G3  
1.800.263.7400