

## Polvo para estoma Adapt

### Información general

- Utilícelo para absorber la humedad de la piel agrietada que rodea al estoma, lo cual puede ayudar a que el protector cutáneo se adhiera mejor.
- Aplique el polvo después de lavar y secar bien la piel.

### La piel agrietada o irritada alrededor del estoma generalmente es provocada por uno de los siguientes problemas:\*

- Fuga de secreción a la piel.
- Tamaño incorrecto de la abertura del protector cutáneo (demasiado grande, demasiado pequeño, forma incorrecta).
- Sensibilidad a uno de los productos que se aplican a la piel.
- Retirar el protector cutáneo incorrectamente o con demasiada frecuencia, lo cual puede desgarrar la capa superior de la piel.

### Cómo usar el polvo para estoma Adapt

1. Lávese y séquese bien la piel.
2. Aplique una pequeña cantidad de polvo para estoma **Adapt** sobre la zona de piel irritada *abierto* (Figura 1). Vuelva a aplicar si es necesario para cubrir la zona irritada.
3. Retire el polvo excedente cuidadosamente con la mano o un pañuelo descartable suave. El polvo debe pegarse únicamente a la zona en carne viva y no debe quedar sobre la piel seca intacta.
4. Aplique el sistema de bolsa de ostomía como siempre.

### Preguntas frecuentes

**P:** ¿Debo usar un producto o un gel que forme una película protectora para sellar el polvo antes de aplicarme la bolsa?

**R:** El uso de toallitas para protección cutánea, tales como las toallitas protectoras cutáneas, es **opcional**. Algunas pueden contener alcohol, lo cual produce una sensación de picazón cuando se aplica a las zonas de piel en carne viva. No es necesario usar toallitas para protección cutánea sobre el polvo para estoma Adapt, pero puede que su enfermero se lo recomiende.

**P:** ¿El polvo para estoma Adapt contiene medicamentos?

**R:** No, simplemente absorbe el exceso de humedad, lo que permite que su protector cutáneo se mantenga en su lugar sobre la piel. La piel generalmente cicatriza cuando está protegida de la descarga del estoma.

**P:** ¿Puedo usar otro polvo tal como el talco?

**R:** No, el uso de polvos cosméticos generalmente interfiere con el sellado de su protector cutáneo, lo que produce fugas y mayor irritación.

**P:** ¿Cuándo debo dejar de usar el polvo para estoma Adapt?

**R:** Deje de usar el polvo cuando la piel haya cicatrizado y deje de estar húmeda al tacto. El polvo para estoma Adapt no está diseñado para prevenir la irritación de la piel. Deje de usar el polvo y comuníquese con su profesional de la salud si su piel no ha mejorado o está empeorando.

\*Salvadarena, G. (2016). Peristomal Skin Conditions. In J.E. Carmel, J.C. Colwell, M.T. Goldberg (Eds.), *WOCN Society Core Curriculum Ostomy Management* (pp.176-177). Filadelfia: Wolters Kluwer.



Figura 1



Polvo para estoma Adapt  
N.º de referencia 7906

# Polvo para estoma Adapt

## Instrucciones adicionales

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

Para solicitar una muestra, si tiene consultas sobre el producto o preguntas clínicas específicas, llame al **1.888.808.7456** si se encuentra en EE. UU. En Canadá, llame al **1.800.263.7400**.

Se recomienda hacer un seguimiento de rutina con un profesional de la salud.

Antes de usar productos o accesorios de ostomía, asegúrese de haber leído todas las etiquetas y los prospectos del producto para conocer sus indicaciones, contraindicaciones, peligros, advertencias, precauciones e instrucciones de uso.



**Hollister Incorporated**  
 2000 Hollister Drive  
 Libertyville, Illinois 60048  
 1.800.323.4060

[www.hollister.com](http://www.hollister.com)

**Hollister Limited**  
 95 Mary Street  
 Aurora, Ontario L4G 1G3  
 1.800.263.7400