

## Puerto de acceso para catéter universal

### Información general

En el manejo de un tubo médico con salida de fluidos (tal como tubo de Jackson-Pratt, gastrectomía, yeyunostomía, suprapúbico o nefrostomía), el uso del puerto de acceso para catéter universal (UCAP) de Hollister tiene muchos beneficios.

El UCAP le permite colocar un tubo o catéter de drenaje en un colector para drenaje de heridas o una bolsa de ostomía sin comprometerlo. Cuando corresponda, el tubo/catéter de drenaje puede conectarse a un dispositivo de succión o a un colector de drenaje fijo a la cama, y es posible acceder a este para irrigar si es necesario. El colector para drenaje de heridas o la bolsa de ostomía pueden recolectar el efluente y alejarlo del área periférica del tubo, lo cual facilita la visualización y la medición del drenaje.

### Cómo aplicar el puerto de acceso para catéter universal



Para permitir retirar fácilmente el conjunto de punzón perforador azul y blanco, aflójelo en el anillo de plástico blanco antes de comenzar a ajustar el UCAP. Esto permite retirar más fácilmente el punzón perforador azul.



**1** Empuje el conjunto de punzón perforador azul y blanco a través de la película de la bolsa, desde adentro hacia afuera, hasta que todo el conjunto (excepto el borde del anillo de plástico blanco) haya traspasado la película. Estire la película de la bolsa que rodea el conjunto de punzón perforador azul y blanco hasta que quede lisa y sin arrugas para permitir un ajuste más seguro.



**2** Coloque la boquilla graduada sobre el conjunto de punzón perforador azul y blanco desde afuera. Presione el conjunto de punzón perforador azul y blanco y la boquilla graduada juntos hasta escuchar un ruido que indique que la boquilla graduada se trabó en el anillo de plástico blanco. Aplique presión en el perímetro del anillo de plástico blanco para asegurar un sellado seguro.



**3** Retire la pieza azul del interior de la bolsa y deséchela.



**4** Coloque el tubo/catéter de drenaje al lado de la boquilla graduada para determinar de qué tamaño debe cortar la boquilla graduada.



**5** La boquilla graduada debe cortarse de un tamaño ligeramente inferior que el tubo/catéter de drenaje para asegurar un sellado adecuado. La boquilla graduada se estira para adaptarse al tamaño del tubo/catéter de drenaje.



**6** Inserte el tubo/catéter de drenaje a través de la boquilla graduada cortada desde la parte interior de la bolsa.

## Puerto de acceso para catéter universal

### Consejos

- Cuando use una bolsa con una ventana de acceso tal como un colector para drenaje de heridas o una bolsa para niveles altos de drenaje, coloque el conjunto de punzón perforador azul y blanco a través de la película de la bolsa, NO la película de la ventana de acceso.
- Coloque el conjunto de punzón perforador azul y blanco a través de la película de la bolsa DE ADENTRO HACIA AFUERA.
- Para obtener un ajuste más seguro, estire la película de la bolsa que rodea el anillo de plástico blanco hasta que quede lisa y sin arrugas. La película de algunas bolsas requiere estirla más que otras.
- Para los catéteres de drenaje rectos, inserte el extremo del catéter dentro de la boquilla graduada desde el INTERIOR de la bolsa. Enrolle los bordes de la boquilla graduada hacia abajo y alrededor de la punta del catéter. Tire del catéter hasta hacerlo pasar (sostenga el tubo desde el lado del paciente, de modo de no desplazar el catéter). Luego enrolle los bordes de la boquilla graduada nuevamente hacia arriba y alrededor del catéter/tubo.
- Para facilitar la acción de enroscar la boquilla graduada, algunos médicos clínicos usan una pinza hemostática. Introduzca la pinza hemostática desde AFUERA de la boquilla graduada. Sostenga el tubo/catéter de drenaje y tire de él con cuidado hasta hacerlo pasar, para no dañarlo con la pinza hemostática. Asegúrese de sostener el tubo/catéter de drenaje desde el lado del paciente, de modo de no desplazar el tubo/catéter.
- Para catéteres multilumen, primero inserte la pieza dura que se utiliza para llenar y desinflar el globo a través de la abertura de la boquilla graduada. Empuje para hacerlo pasar y enrolle los bordes de la boquilla graduada hacia abajo alrededor del catéter. Algunos enfermeros usan una pinza hemostática del lado de AFUERA para agarrar la punta del catéter. Tire de los lúmenes del catéter restantes con cuidado hasta hacerlos pasar por la boquilla graduada. Asegúrese de sostener el tubo desde el lado del paciente, de modo de no sacar el catéter al tirar. Luego enrolle los bordes de la boquilla graduada nuevamente hacia arriba y alrededor del catéter/tubo.
- Puede utilizarse cinta adhesiva para estabilizar la boquilla graduada y los tubos.
- Para mejorar el sellado cuando aplica el sistema de bolsa alrededor del área periférica del tubo, puede considerar la posibilidad de usar anillos protectores Adapt (planos o convexos).
- Para retirar la bolsa con el UCAP colocado, corte con cuidado para abrir la boquilla graduada de la bolsa vieja (tenga cuidado de no cortar el tubo/catéter de drenaje). Retire la cinta que pudiera haber y retire cuidadosamente y con suavidad la bolsa vieja y deséchela.



El UCAP puede utilizarse con la mayoría de los tipos de bolsas de ostomía o bolsas de colector para drenaje de heridas. Se adapta a una gran variedad de tamaños de catéteres o tubos de drenaje.

Para solicitar una muestra, si tiene consultas sobre el producto o preguntas clínicas específicas, llame al **1.888.808.7456** si se encuentra en EE. UU. En Canadá, llame al **1.800.263.7400**.



**Hollister Incorporated**  
2000 Hollister Drive  
Libertyville, Illinois 60048  
1.800.323.4060

[www.hollister.com](http://www.hollister.com)

**Hollister Limited**  
95 Mary Street  
Aurora, Ontario L4G 1G3  
1.800.263.7400

Se recomienda hacer un seguimiento de rutina con un profesional de la salud.

Antes de usar productos o accesorios de ostomía, asegúrese de haber leído todas las etiquetas y los prospectos del producto para conocer sus indicaciones, contraindicaciones, peligros, advertencias, precauciones e instrucciones de uso.

El logotipo de Hollister es una marca registrada de Hollister Incorporated.  
© 2017 Hollister Incorporated. 923194-417