



US GB Medical Adhesive Remover – Instructions for Use

Silicone-based, alcohol free – No Sting! Spray from any direction.

- 1.Spray remover around the edge of the adhesive.
- 2.After a few seconds gently peel the adhesive away from the skin using additional Adapt™ medical adhesive remover if necessary.

Dries in seconds. Once dried, Adapt medical adhesive remover will not affect adhesion of products applied later.

For ostomy products, peel back one edge of skin barrier or tape/adhesive border, aim the spray away from the skin and towards the base of the barrier or adhesive surface.

For maxillo-facial prosthetic devices, saturate a gauze pad and wipe the adhesive away. Remover evaporates quickly, additional applications to gauze may be required.

CAUTION: Pressurized (pressurised) container. Protect can from sunlight and do not expose to or store at temperatures exceeding 120°F (50°C). Do not puncture or incinerate container, even after use. DO NOT USE IN CONFINED SPACES.

WARNING: Use only as directed. Avoid use on delicate or sensitive areas of skin (eyes, mouth, ears, nose, and vagina). Discontinue use if irritation occurs.

FLAMMABLE: Do not spray on a flame or any incandescent material, electrical appliance or source of heat. Keep away from sources of ignition – No Smoking. Keep out of the reach of children. Use only as directed.

CONTENTS: HEXAMETHYLDISILOXANE WITH NITROGEN

BG Препарат за премахване на медицински адхезиви – Инструкции за употреба

На базата на силикон, без алкохол – без болка и дразнене! Пръска се от всяка посока.

- 1.Напръскайте препаратa около ръба на медицинския адхезив.
- 2.След няколко секунди внимателно отлепете адхезива от кожата, като използвате допълнително препарат за премахване на медицински адхезиви Adapt™, ако е необходимо.

Изсъхва за секунди. След като изсъхне, препаратът за премахване на медицински адхезиви Adapt няма да наруши адхезивта на продукти, прилагани на по-късен етап.

За продукти за стоми – отлепете единия край на кожата барьера или ръба на лепенката/адхезивното изделие, насочете струята далече от кожата и към основата на барриера или на адхезивната повърхност.

За лицево-челюстни протезни изделия – напоете марлен тампон и избършете адхезива. Препаратът се изпарява бързо; може да се наложат допълнителни приложения върху марлята.

ВНИМАНИЕ: Контейнер под налягане. Да се предпазва от слънчева светлина и да не се излага или съхранява при температури над 50°C (120°F). Контейнерът не трябва да се пробива или изгаря, дори след употреба.

ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА В ОГРАНИЧЕНИ ПРОСТРАНСТВА.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Да се използва само според указанията. Да се избягва употреба върху нежни или чувствителни участъци от кожата (очи, уста, уши, нос и влагалище). Употребата да се преустанови при поява на дразнене.

ЗАПАЛИМ: Да не се пръска върху пламъци или горящи материали, електрически уреди или източници на топлина. Съхранявайте далеч от източници на запалване – пушенето забранено. Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се използва само според указанията.

СЪДЪРЖАНИЕ: ХЕКСАМЕТИЛДИСИЛОКСАН С АЗОТ

CA Dissolvant pour adhésif médical – Mode d’emploi

À base de silicone - sans alcool - non irritant! Peut être utilisé dans tous les sens.

- 1.Pulvériser le dissolvant autour des bords de l’adhésif.
- 2.Après quelques secondes, décollez délicatement l’adhésif de la peau et pulvériser une dose supplémentaire de dissolvant pour adhésif médical Adapt™ si nécessaire.

Sèche en quelques secondes. Une fois sec, le dissolvant pour adhésif médical Adapt n’a aucune incidence sur l’adhésion des produits appliqués ultérieurement.

Pour les produits de stomie, décollez un coin du champ protecteur ou du rebord adhésif. Orientez le pulvérisateur à distance de la peau vers la base du champ protecteur ou de la surface adhésive.

Pour les prothèses maxillo-faciales, imbebez une compresse de dissolvant puis essuyez l’adhésif. Puisque le dissolvant s’évapore rapidement, il peut s’avérer nécessaire d’imbiber à nouveau la compresse.

ATTENTION : Contenant sous pression. À protéger contre les rayons du soleil. Ne pas exposer ou conserver à des températures de plus de 50 °C (120 °F). Ne pas percer ou incinérer le récipient, même après utilisation. NE PAS UTILISER CE PRODUIT DANS DES ESPACES CLOS.

MISE EN GARDE : Utiliser uniquement conformément au mode d’emploi. Éviter l’application sur les zones délicates ou sensibles (yeux, bouche, oreilles, nez et vagin). En cas d’irritation, cesser l’utilisation du produit.

INFLAMMABLE : Ne pas vaporiser sur une flamme ou tout autre matériau incandescent, appareil électrique ou source de chaleur. Tenir éloigné de toute source d’ignition. Ne pas fumer. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser uniquement conformément au mode d’emploi.

INGRÉDIENTS : HEXAMÉTHYLDISILOXANE AVEC AZOTE

CN 黏胶胶除喷剂 – 使用说明

主要成分为硅酮，不含酒精 - 无痛！从任何方向喷洒。

1. 将黏胶胶除喷剂喷在粘合剂的边缘位置。
2. 几秒钟后，轻轻地将粘合剂从皮肤上剥离。如有需要，可使用额外的达普特™(Adapt) 黏胶胶除喷剂。

在几秒钟内干透。干透后， 达普特(Adapt) 黏胶胶除喷剂将不会影响随后使用产品的附着力。

对于造口术产品，背面剥离皮肤保护膜的一个边缘或胶布贴边/粘合剂边缘，使喷雾远离皮肤而喷向保护膜的底部或粘合表面。

对于颌面假体器械，浸湿一块纱布垫并擦拭掉粘合剂。黏胶胶除喷剂将快速蒸发， 因此可能需要再喷洒一点到纱布上。

警告：压力容器。保护罐子免受阳光照射，请勿暴露或储存在高于 50°C (120°F) 的温度下。即使在使用后，也请勿刺穿或焚烧容器。请勿在密闭空间中使用。

警告：仅按照指示使用。避免在脆弱或敏感的皮肤部位（眼睛，嘴巴，耳朵，鼻子和阴道）使用。如果发生刺激，请停止使用。

易燃：请勿喷在火焰或任何炽热物质、电气用品或热源上。远离点火源 - 禁止吸烟。避免儿童触及。仅按照指示使用。

含量： 六甲基二硅烷和氮

DE Pflaster-Entfernerspray – Gebrauchsanweisung

Auf Silikonbasis, alkoholfrei – brennt nicht! Sprühen ist aus jedem Winkel möglich.

- 1.Sprühen Sie das Entfernerspray um den Rand der Haftfläche.
- 2.Ziehen Sie nach einigen Sekunden die Haftfläche vorsichtig von der Haut ab; bei Bedarf mehr Adapt™ Pflaster-Entfernerspray aufsprühen.

Trocknet in Sekunden. Nach dem Trocknen wirkt sich das Adapt Pflaster-Entfernerspray nicht auf die Hafteigenschaft von Produkten aus, die später angebracht werden.

Bei Stomaversorgungen: Ziehen Sie eine Ecke der Haftfläche von der Haut ab. Richten Sie das Spray von der Haut weg auf die Unterseite der Haftfläche.

Bei Kieferprothesen: Besprühen Sie eine Mullbinde und entfernen Sie damit den Kleber. Da sich das Pflaster-Entfernerspray schnell verflüchtigt, besprühen Sie die Mullbinde bei Bedarf mehrmals.

VORSICHT: Der Behälter steht unter Druck. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen und nicht über einer Temperatur von 50 °C aufbewahren. Den Behälter nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. BEI GEBRAUCH IMMER FÜR AUSREICHEND BELÜFTUNG DES RAUMS SORGEN.

WARNHINWEIS: Nur wie angegeben verwenden. Die Anwendung auf empfindlichen Hautbereichen (Augen, Mund, Ohren, Nase und Vagina) ist zu vermeiden. Nicht weiter verwenden, wenn Hautreizungen auftreten.

ENTFLAMMBAR: Nicht in offene Flammen oder auf glühende Materialien, Elektrogeräte oder andere Hitzequellen sprühen. Von leicht entzündbaren Materialien fernhalten. Nicht rauchen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nur wie angegeben verwenden.

INHALTSSTOFFE: HEXAMETHYLDISILOXAN MIT STICKSTOFF

DK Medicinsk klæbefjerner – Brugsanvisning

Silikonbaseret, alkoholfri – Svier ikke! Spray fra enhver retning.

- 1.Spray klæbefjerneren langs kanten af klæberen.
- 2.Træk forsigtigt klæberen af huden efter nogle sekunder, og brug om nødvendigt ekstra Adapt™ medicinsk klæbefjerner.

Tørre på sekunder. Når den er tør, vil Adapt medicinsk klæbefjerner ikke påvirke klæbebeenvn for produkter, der påføres senere.

For stomiprodukter trækkes der i kanten af hudpladen eller tapen/klæbekanten. Spray'en rettes væk fra huden og i retning af pladens eller klæbefladens base.

For kæbe-ansigtsproteseanordninger skal man væde en tot gaze og tørre klæbemidlet væk. Rensmidlet fordampet hurtigt, og ekstra påføring på gazen kan være påkrævet.

GIV AGT: Denne beholder er under tryk og skal derfor beskyttes mod direkte sollys og opbevares ved temperaturer, der ikke overstiger 50 °C (120 °F). Beholderen må ikke punkteres eller forbrændes før eller efter brug. MÅ IKKE ANVENDES I SMÅ RUM.

ADVARSEL: Må kun benyttes som anvist. Undgå anvendelse på sarte eller følsomme hudområder (øjne, mund, ører, næse og vagina). Afbryd anvendelse, hvis der opstår irritation.

BRANDFARE: Spray ikke i retning af åben ild eller glødende materialer, elektriske apparater eller varmekilder. Hold passende afstand til antændingskilder – Rygning forbudt. Hold uden for børns rækkevidde. Anvend ifølge anvisningerne.

INDHOLD: HEXAMETHYLDISILOXAN MED NITROGEN

ES Quita adhesivo médico – Instrucciones de uso

Con base de silicona, exento de alcohol. No escuece. Pulverice desde cualquier dirección.

- 1.Pulverice el quita adhesivo por los bordes del adhesivo.
- 2.Tras unos segundos, desprenda cuidadosamente el adhesivo de la piel, usando más quita adhesivo médico Adapt™ si fuera necesario.

Se seca en segundos. Una vez seco, el quita adhesivo médico Adapt no afectará a la adhesión de los productos que se apliquen posteriormente.

Para productos de ostomía, levantar una esquina de la lámina o del borde adhesivo, aplicar el pulverizador lejos de la piel en dirección a la base de la lámina o en la superficie adhesiva.

Para dispositivos protésicos maxilofaciales, empapar una gasa con el producto y retirar el adhesivo. El producto quita adhesivo se evapora rápidamente por lo que puede ser necesario aplicarlo sobre la gasa repetidamente.

PRECAUCIÓN: Contenedor presurizado. Proteger el bote de los rayos del sol, no exponer ni almacenar a temperaturas superiores a los 50°C (120°F). No perforar ni quemar el envase, ni siquiera una vez usado. NO UTILIZAR EN ESPACIOS REDUCIDOS.

ADVERTENCIA: Utilizar únicamente siguiendo las instrucciones. Evite el uso en zonas delicadas o sensibles de la piel (ojos, boca, orejas, nariz y vagina). Deje de usarlo si se produce irritación.

INFLAMABLE: No pulverizar sobre una llama ni sobre ningún material incandescente, aparato eléctrico o fuente de calor. Mantener alejado de las fuentes de ignición. No fumar. Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar únicamente siguiendo las instrucciones.

CONTIENE: HEXAMETILDISILOXANO CON NITRÓGENO

FI Liiman poistoaine – Käyttöohjeet

Silikonipohjainen, ei sisällä alkoholia – hellävarainen! Suihkuta mistä tahansa suunnasta.

- 1.Suihkuta poistoainetta liima-alueen reunalle.
- 2.Irrota muutaman sekunnin kuluttua liima-aine hellävaraisesti iholta. Käytä tarvittaessa Adapt™-poistoainetta liimalle.

Kuivuu muutamassa sekunnissa. Kun Adapt-poistoaine on kuivunut, se ei vaikuta myöhemmin käytettävien tuotteiden tarttumiseen.

Avannetuotteita irrotettaessa irrota ihonsuojalevyn tai teipin/liimapintaisten sidoksen yksi reuna, suuntaa suihke poispäin ihosta suojalevyn tai teipin pintaan päin.

Kasvojen leukaproteseja irrotettaessa kastele sideharsotoppo ja pyyhi liima pois. Irrotusaine haihtuu nopeasti, joten pyyhi tarvittaessa useamman kerran.

HUOMIO: Paineenalainen säiliö. Suojaa säiliö auringonvalolta. Ei saa altistaa tai säilyttää yli 50°C:n lämpötilassa. Säiliötä ei saa puhkaista tai hävittää polttamalla edes tyhjään.

EI SAA KÄYTTÄÄ SULJETUISSA TILOISSA.

VAROITUS: Käytä vain ohjeiden mukaan. Vältä käyttöä herkkillä tai aroilla ihoalueilla (silmät, suu, korvat, nenä ja emätin). Lopeta käyttäminen, mikäli ilmenee ärsytystä.

HERKÄSTI SYTYTTÄVÄ: Ei saa suihkuttaa avotuleen tai hehkuvaan materiaaliin, sähkölaitteisiin tai lämmönlähteisiin. Pidettävä loilla syytyslähteistä. – Älä tupako! Pidettävä lasten ulottumattomissa. Käytä vain ohjeiden mukaan.

SISÄLTÄÄ: HEKSAMETYYLDISILOKSAANI JA TYPPI



FR Spray médical pour retrait d'adhésif – Mode d'emploi

À base de silicone, sans alcool. Ne pique pas. Le flacon peut être orienté dans n'importe quelle direction.

- 1.Pulvériser le produit sur les bords de l'adhésif.
- 2.Après quelques secondes, décoller doucement l'adhésif de la peau, au besoin en pulvérisant de nouveau le spray médical pour retrait d'adhésif Adapt™.

Sèche en quelques secondes. Une fois sec, le spray médical pour retrait d'adhésif Adapt ne gêne pas l'adhérence d'autres produits appliqués par la suite.

Pour les produits de stomathérapie, décoller un côté du support ou du renfort adhésif, orienter le pulvérisateur vers la base du support ou de la surface adhésive à enlever et tenir à distance de la peau.

Pour les produits à usage maxillo-facial, utiliser une compresse imprégnée de « spray » pour ôter l'adhésif. Ce spray s'évaporent rapidement, répéter l'opération plusieurs fois si nécessaire.

ATTENTION : Récipient sous pression. À protéger contre les rayons du soleil. Ne pas exposer ou conserver à des températures de plus de 50°C (120°F). Ne pas percer ou incinérer le récipient, même après utilisation. NE PAS UTILISER DANS UN ESPACE CONFINE.

MISE EN GARDE : Utiliser uniquement pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi. Éviter toute utilisation sur les parties du corps délicates ou sensibles (yeux, bouche, oreilles, nez et vagin). Cesser l'utilisation en cas d'irritation.

INFLAMMABLE : Ne pas vaporiser près d'une flamme ou de tout autre produit incandescent, appareil électrique ou source de chaleur. Tenir éloigné de toute source d'inflammation. Ne pas fumer. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser conformément au mode d'emploi uniquement.

INGRÉDIENTS : HEXAMÉTHYLDISILOXANE ET AZOTE

GR Προϊόν Αφαίρεσης Συγκολλητικής Ουσίας – Οδηγίες Χρήσης

Με βάση τη σιλικόνη, χωρίς αλκοόλη – No Sting! Ψεκάσετε από οποιαδήποτε κατεύθυνση.

1. Ψεκάστε το προϊόν αφαίρεσης γύρω από όρια της συγκολλητικής ουσίας.
2. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, ξεκολλήστε τη συγκολλητική ουσία από το δέρμα χρησιμοποιώντας πρόσθετο προϊόν αφαίρεσης συγκολλητικής ουσίας Adapt™ αν είναι απαραίτητο.

Στεγνώνει σε δευτερόλεπτα. Αφού στεγνώσει, το προϊόν αφαίρεσης συγκολλητικής ουσίας Adapt δεν θα επηρεάσει τη συγκόλληση προϊόντων που εφαρμόζονται αργότερα.

Για προϊόντα στομίας, ξεκολλήστε το ένα άκρο της δερμοπροστατευτικής βάσης ή της ταινίας/αυτοκόλλητου πλαισίου, στοχεύστε το σπρέι μακριά από το δέρμα και προς το κάτω μέρος της δερμοπροστατευτικής βάσης ή της επιφάνειας με τη συγκολλητική ουσία.

Για γναθοπροσωπικές προσθετικές συσκευές, βρέξτε μια γάζα και σκουπίστε τη συγκολλητική ουσία για να απομακρυνθεί. Το προϊόν αφαίρεσης εφαρμόζεται γρήγορα αλλά μπορεί να χρειαστούν πρόσθετες εφαρμογές στη γάζα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δοχείο υπό πίεση. Προστατεύστε το δοχείο από το φως του ήλιου και μην το εκθέτετε ή το αποθηκεύετε σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 °C (120 °F). Μην τρυπάτε και μην καίτε το δοχείο, ακόμη και μετά τη χρήση. ΝΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες. Αποφεύγετε τη χρήση σε ευαίσθητες περιοχές του δέρματος (μάτια, στόμα, αφτία, μύτη και κόλπος). Διακόψτε τη χρήση εάν παρουσιαστεί ερεθισμός.

ΕΥΦΛΕΚΤΟ: Μην ψεκάζετε σε φλόγα ή σε οποιοδήποτε εύφλεκτο υλικό, ηλεκτρική συσκευή ή πηγή θερμότητας. Κρατήστε το μακριά από πηγές ανάφλεξης – Μην καπνίζετε. Κρατήστε το μακριά από παιδιά. Να χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: HEXAMETHYLDISILOXANE WITH NITROGEN

HR Medicinsko sredstvo za skidanje ljepljiva – upute za uporabu

Na bazi silikona, bez alkohola – bez peckanja! Raspršujte iz bilo kojeg smjera.

- 1.Sredstvo za uklanjanje raspršite uz rub ljepljiva.
- 2.Nakon nekoliko sekundi nježno ogulite ljepljivo s kože, po potrebi s pomoću dodatnog medicinskog sredstva za skidanje ljepljiva Adapt™.

Suši se za nekoliko sekundi. Kada se osuši, medicinsko sredstvo za skidanje ljepljiva Adapt neće utjecati na ljepljivnje proizvoda koji se kasnije postavljaju.

Za proizvode za ostomiju – ogulite jedan rub kožne barijere ili ruba flastera/ljepljivog ruba, sprej usmjerite od kože i prema bazi barijere ili ljepljive površine.

Za maksilofacijalne protetske uređaje – natopite kompresu i odstranite ljepljivo. Sredstvo za uklanjanje brzo hlapi pa će se možda morati dodatno nanositi na kompresu.

OPREZ: Spremnik pod tlakom. Zaštittite limenku od sunčeve svjetlosti te je ne izlažite ni ne pohranjujte na temperaturama koje prelaze 50 °C (120 °F). Ne bušite ni ne spaljujte spremnik čak i nakon uporabe. NEMOJTE UPOTREBLJIVATI U OGRANIČENIM PROSTORIMA.

UPOZORENJE: Upotrijebite isključivo prema uputama. Izbjegavajte korištenje na nježnim ili osjetljivim dijelovima kože (očima, ustima, usima, nosu i rodnici). Ako se nastavi iritacija, prekinite uporabu.

ZAPALJIVO: Ne prskajte blizu plamena ili užarenih materijala, električnih uređaja ili izvora topline. Držite podalje od izvora paljenja – pušenje je zabranjeno. Držite izvan dohvata djece. Upotrijebite isključivo prema uputama.

SADRŽAJ: HEKSAMETILDISILOKSAN S DUŠIKOM

HU Orvosiragasztó-eltávolító – Használati útmutató

Szilikonalapú, alkoholmentes – Nem csip! Bármilyen irányból fújható.

- 1.Fújja az eltávolítót a ragasztó szélei köré.
- 2.Néhány másodperc múlva gyengédén húzza le a ragasztót a bőrről. Szükség esetén használjon több Adapt™ orvosiragasztó-eltávolítót.

Másodpercek alatt megszárad. Az Adapt orvosiragasztó-eltávolító száradás után nem befolyásolja a később felvitt termékek ragadását.

Ösztómias termékek esetében emelje fel a bőrizoláló vagy szalag/ragasztó szélét, fújja majd az eltávolítót a bőrről ellentétes irányba, a bőrizoláló vagy öntapadó felszínére.

Maxilliofaciális protézisek esetén itasson át egy gézlapot, és törölje le a ragasztót. A ragasztóeltávolító gyorsan elpárolog, ezért lehet, hogy ismét be kell nedvesíteni a gézt.

VIGYÁZAT: A tartály nyomás alatt van. Napfénytől védve tartandó! Ne használja és ne tárolja 50 °C (120 °F) feletti hőmérsékleten! A palackot tűzbe dobni és felszúrni még használat után sem szabad! NE HASZNÁLJA ZÁRT TERBEN!

FIGYELEM: Kizárólag az útmutató szerint használható! Ne használja a terméket a bőr kényes vagy érzékeny területein (pl. szemek, száj, fül, orr és hüvely). Irritáció esetén hagyja abba a termék használatát.

GYŰLÉKONY: Ne fújja nyílt lángba, illetve más izzó anyagra, elektromos berendezésre, illetve hőforrással! Gyújtóforrástól távol tartandó! – Dohányozni tilos! Gyermekektől távol tartandó! Kizárólag az útmutató szerint használható!

TARTALOM: HEXAMETIL-DISILOXÁN, NITRÓGEN

ID Penghilang Perekat Medis – Petunjuk Penggunaan

Berbahan silikon, bebas alkohol – Tidak bau! Semprotkan dari segala arah.

- 1.Semprotkan penghilang di sekitar tepi perekat.
- 2.Setelah beberapa detik, perlahan lepaskan perekat dari kulit menggunakan penghilang perekat medis Adapt™ tambahan jika diperlukan.

Mengering dalam hitungan detik. Setelah kering, penghilang perekat medis Adapt tidak akan memengaruhi kerekatan produk yang digunakan nanti.

Untuk produk ostomi, kelupas satu sisi pembatas kulit atau pita/batas perekat, arahkan semprotan dari kulit dan ke arah dasar pembatas atau permukaan perekat.

Untuk perangkat prostetik wajah maksilo, rendam bantalan kain kasa dan bersihkan perekat dengan menyekanya. Penghilang perekat menguap dengan cepat, aplikasi tambahan untuk kain kasa mungkin diperlukan.

KEHATI-HATIAN: Wadah bertekanan. Lindungi kaleng dari sinar matahari dan jangan sampai terkena atau tersimpan pada suhu melebihi 120 °F (50 °C). Jangan menusuk atau membakar wadah, bahkan setelah digunakan. JANGAN GUNAKAN DI RUANG TERBATAS

PERINGATAN: Gunakan hanya sesuai petunjuk. Hindari penggunaan pada area kulit yang peka atau sensitif (mata, mulut, telinga, hidung, dan vagina). Hentikan penggunaan jika terjadi iritasi.

MUDAH TERBAKAR: Jangan semprotkan pada api atau bahan pijar, alat listrik, atau sumber panas apa pun. Jauhkan dari sumber nyala api – Dilarang Merokok. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Gunakan hanya sesuai petunjuk.

KANDUNGAN: HEKSAMETILDISILOKSANA DENGAN NITROGEN

IL מסיר דבק רפואי - הוראות שימוש

מבוסס על סיליקון, ללא אלכוהול – לא מעקצץ! יש לרסס מכל כיוון.

- 1.יש לרסס את מסיר הדבק סביב הקצה של סרט ההדבקה

2. כעבור כמה שניות, קלף בעדינות את סרט ההדבקה מהעור ורסס כמות נוספת ממסיר הדבק הרפואי Adapt™ אם יש צורך בכך.

מתייבש תוך שניות. לאחר שהתייבש, מסיר הדבק הרפואי Adapt לא ימנע ממוצרים אחרים להידבק לעור.

עבור מוצרי סטומה, יש לקלף קצה אחד של מגן העור או את קצה השוליים הדביקים, לכוון את הספרי לכוון המנגד לעור ולעבר הבסיס של שטח מגן העור או השוליים הדביקים.

עבור קיבועים לפה ולסת, יש להספיק פד גזה ולנגב את הדבק כדי להסירו. מסיר הדבק מתנדף במהירות. ייתכן שתידרש הספה נוספת של פד הגזה.

זהירות: ארזית לחץ. אין לאחסן את המכל תחת קרינת שמש ישירה ואין לחשוף אותו או לאחסן אותו בטמפרטורות.

העולות על 120° פרנהייט (50° צלזיוס). אין לנקב את המכל ואין לשרוף אותו או בגמר השימוש. אין להשתמש במוצר במקומות קטנים ודחוסים סגורים.

אזהרה: יש להשתמש בהתאם להוראות בלבד. הימנע משימוש בחוזר עור עדינים או גרישים (עניים, פה, אזוניים

(JP) 剥離剤スプレー使用説明書

シリコンベース、アルコール非含有 - 無刺激性
どの方向からでもスプレーできます。

- 接着部分の端周辺に剥離剤をスプレーしてください。
- 数秒後、必要に応じてアダプト[™]剥離剤スプレーを追加しながら、接着部分を皮膚からゆっくりとはがします。

数秒で乾燥します。乾燥後は、アダプト剥離剤スプレー使用部分がその後の装具装着に影響を与えることはありません。

オストミー製品の場合、皮膚保護剤や粘着テープ/接着面の境界を少し剥がし、皮膚ではなく、保護剤のベースまたは接着面に向けてスプレーしてください。

顎顔面補綴デバイスの場合、ガーゼに本製品を浸して接着部分をふき取ります。本製品はすぐに蒸発するため、ガーゼにさらにしみこませることが必要な場合があります。

注意： 高圧容器。直射日光に当てないで下さい。120°F (50°C)以上のところに保管しないでください。使用した後でも、本製品に穴を開けたり焼却処分しないでください。閉め切った部屋で使用しないでください。

警告： 必ず**使用方法に従って**使用してください。**肌が敏感または過敏な部位（目、口、耳、鼻、膈）にはこの製品を使用しないでください。**炎症が起きた場合には使用を中止してください。

可燃性： 火気厳禁。いかなる白熱体、または電気器具、熱源に向かってスプレーしないでください。発火体から遠ざけてください - 禁煙。子供の手の届くところに置かないでください。必ず**使用方法に従って**使用してください。

内容物： ヘキサメチルジシロキサン（ニトロゲン含有）

(KR) 의료용 접착제 제거제 – 사용 지침

실리콘 기반, 무알콜 – 따끔하지 않음! 모든 방향에서 분사 가능합니다.

- 접착제 가장자리 주변에 제거제를 분사하십시오.
- 분사 몇초 후 필요 시에는 Adapt[™] 의료용 접착제 제거제를 추가로 사용하여 피부에서 천천히 접착제를 떼어 냅니다. 빠르게 건조됩니다.

Adapt 의료용 접착제 제거제는 건조되면 나중에 도포하는 접착제에 영향을 미치지 않습니다.

인공 항문 성형술 제품의 경우, 피부 장벽의 가장자리 또는 테이프/접착제 테두리를 벗겨 내고 피부에서 멀리 떨어져 장벽 또는 접착제 표면 바닥을 향하도록 조준하십시오.

상악안면 보철기기의 경우 거즈 패드를 적서 접착제를 닦아내십시오. 제거제는 빠르게 증발되므로 거즈에 더 묻혀야 할 수 있습니다.

주의: 가압 용기. 태양광으로부터 보호해야하며 50°C (120°F)를 초과하는 온도에 노출하거나 보관하지 마십시오. 사용한 이후에도 용기에 구멍을 내거나 소각하지 마십시오. 비좁은 공간에서는 사용하지 마십시오.

경고: 지침에 따라서만 사용하십시오. 연약하거나 민감한 피부 부위 (눈, 입, 귀, 코 및 질)에 사용하지 마십시오. 염증이 생긴 경우 사용을 중단하십시오.

인화성: 화염이나 액열 재료, 전기 장치 또는 열원에 분사하지 마십시오.

점화원으로부터 먼

조 - 비흡연 구역에 보관하십시오. 어린이 손에 닿지 않도록 하십시오. 지침에 따라서만 사용하십시오.

내용물: 질소가 포함된 헥사메틸디실록산

(NL) Medische Kleefsprayverwijderaar – Gebruiksaanwijzing

Op basis van siliconen, alcoholvrij, niet-irriterend! Spuiten vanuit elke richting.

- Spuit de Kleefsprayverwijderaar om de rand van het hechtmiddel.
- Na een paar seconden trekt u het hechtmiddel van de huid met, indien nodig, wat extra medische kleefsprayverwijderaar van Adapt[™].

Droogt op binnen een paar seconden. Als het product is opgedroogd, heeft de medische kleefsprayverwijderaar van Adapt geen invloed op het kleefvermogen van later aangebrachte producten.

Bij stomaproducten maakt u een rand los van de huidplak of van de tape/plakkant, richt de spray weg van de huid, richting debasis van de huidplak of het klevende oppervlak.

Doordrenk voor aangezichtsprotheses een gaasje met remover en wrijf de kleefstof weg. De vloeistof om het hechtmiddel te verwijderen verdampt snel, het is mogelijk dat u het product verschillende keren op het verbandgaas moet aanbrengen.

OPGELET: Houder onder druk. Beschermen tegen zonnestralen. Niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 120°F (50°C). De houder niet doorboren of verbranden na gebruik. NIET GEBRUIKEN IN EEN AFGESLOTEN RUIMTE.

WAARSCHUWING: Alleen te gebruiken zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing. Vermijd gebruik op delen van het lichaam waar de huid kwetsbaar of gevoelig is (ogen, mond, oren, neus en vagina). Stop met het gebruik als irritatie optreedt.

ONTVLAMBAAR PRODUCT: Niet verstuiven in de nabijheid van een vlam of een ander ontvlambaar product, warmtebron of elektrisch apparaat. Verwijderd houden van alle ontstekingsbronnen. Niet roken. Buiten het bereik van kinderen houden. Alleen te gebruiken zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing.

INHOUD: HEXAMETHYLDISILOXAAN MET STIKSTOF

(NO) Medisinsk kleberfjerner – Bruksanvisning

Silikonbasert, alkoholfri – Sting free! Spray fra en hvilken som helst retning.

- Spray fjernerer rundt kanten på kleberen.
- Trekk etter noen sekunder kleberen forsiktig bort fra huden ved å bruke en ny Adapt[™] medisinsk kleberfjerner om nødvendig.

Tørker på få sekunder. Når Adapt medisinsk kleberfjerner er tørket, vil den ikke ha innvirkning på klebeevnen til produkter som påføres senere.

For stomiprodukter, skrell av en kant av hudplaten eller kanten på tapen, sikt deretter sprayen vekk fra huden og mot baksiden av overflaten til hudplaten/tapen.

Ved maxillo-ansiktsproteser, fukt en gaspute og tørk klebemiddelet bort. Fjernerer fordampner raskt, så det kan være nødvendig mer påføring med gasputen.

FORSIKTIG: Beholder under trykk. Beskytt boksen fra direkte sol og ikke utsett den, eller lagre den ved temperaturer som overstiger 50°C (120°F). Ikke stikk hull på boksen eller brenn den, selv etter bruk. **SKAL IKKE BRUKES PÅ INNESTENGTE OMRÅDER.**

ADVARSEL: Må kun brukes som foreskrevet. Unngå bruk på ømfintlige eller følsomme kroppsområder (øyne, munn, ører, nese og vagina). Stopp bruken ved irritasjon.

BRANNFARLIG: Ikke spray på en flamme eller noe antennelig materiale, elektrisk apparat eller varmekilde. Må holdes unna antenningsskilder – Røyking forbudt. Må holdes utenfor rekkevidden til barn. Må kun brukes som foreskrevet.

INNHold: HEKSAMETYLDISILOKSAN MED NITROGEN

(PL) Zmywacz kleju medycznego – Instrukcja użytkowania

Produkt na bazie silikonowej. Nie zawiera alkoholu – niepowodujący pieczenia! Rozpylać z dowolnej strony.

- Rozpylić zmywacz wokół krawędzi przylepca.
- Po kilku sekundach delikatnie odkleić przylepiec od skóry; jeśli to konieczne, użyć dodatkowej ilości zmywacza kleju medycznego Adapt[™].

Wysycha w ciągu kilku sekund. Po wyschnięciu zmywacz kleju medycznego Adapt nie wpływa na przyczepność produktów, które zostaną nałożone później.

W przypadku produktów stomijnych oderwać jedną krawędź płytki lub taśmy samoprzylepnej. Nie spryskiwać skóry, tylko podstawę płytki lub powierzchnię kleju.

W przypadku protez szczękowo-twarzowych nasączyć gazę i zetrzeć klej. Zmywacz szybko wyparuje, więc może być konieczne kilkakrotnie nasączanie gazy.

PRZESTROGA: Pojemnik pod ciśnieniem. Chronić puszkę przed światłem słonecznym i nie wystawiać na działanie ani nie przechowywać w temperaturze powyżej 50°C (120°F). Nie przebić ani nie spalać pojemnika, nawet po zużyciu zawartości. **NIE UŻYWAĆ W ZAMKNIĘTYCH POMIĘSZCZENIACH.**

OSTRZEŻENIE: Stosować wyłącznie zgodnie z zaleceniami. **Nie stosować na delikatnych lub wrażliwych obszarach (skóra wokół oczu, ust, uszu, nosa lub pochwy).** Odstawić, jeśli pojawią się podrażnienia.

SUBSTANCJA ŁATWOPALNA: Nie przyskać na płomień ani na żarzący się materiał, urządzenie elektryczne lub źródło ciepła. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Stosować wyłącznie zgodnie z zaleceniami.

ZAWARTOŚĆ: HEKSAMETYLDISILOKSAN Z AZOTEM

(PT) Removedor de Adesivo Médico – Instruções de Utilização

À base de silicone, sem álcool! Pulverize a partir de qualquer direcção.

- Pulverize o removedor à volta da extremidade do adesivo.
- Depois de decorridos alguns segundos, retire com cuidado o adesivo da pele utilizando, se necessário, uma quantidade adicional de removedor de adesivo médico Adapt[™].

Seca em segundos. Depois de seco, o removedor de adesivo médico Adapt não irá afectar a aderência dos produtos aplicados posteriormente.

Para produtos de ostomia, retire a película numa extremidade da placa ou fita/rebordo adesivo, e direcione o spray, afastando-o da pele e encaminhando-o para a base da placa ou superfície adesiva.

Para dispositivos protésicos maxilo-faciais, embeba uma compressa de gaze e remova o adesivo. O removedor evapora-se rapidamente, podendo ser necessárias aplicações adicionais na gaze.

CUIDADO: Recipiente sob pressão. Proteger a lata da luz solar e não a expor ou armazenar a temperaturas superiores a 50°C. Não abrir forçadamente nem incinerar, mesmo após a utilização. **NÃO UTILIZE EM ESPAÇOS CONFINADOS.**

AVISO: Utilize apenas conforme as instruções. Evite utilizar em zonas de pele delicadas ou sensíveis (olhos, boca, orelhas, nariz e vagina). Interrompa a utilização, se surgir alguma irritação.

INFLAMÁVEL: Não pulverizar sobre uma chama ou qualquer material incandescente, aparelho eléctrico ou fonte de calor. Manter afastado de fontes de ignição – Não Fumar. Manter fora do alcance das crianças. Utilize apenas conforme as instruções.

CONTÉUDO: HEXAMETILDISILOXANO COM AZOTO

(RO) Agent de îndepărtare a adezivului medical – Instrucţiuni de utilizare

Produs pe bază de silicon, fără alcool – Nu ustură! Pulverizaţi din orice direcţie.

- Pulverizaţi agent de îndepărtare în jurul marginii adezivului.
- După câteva secunde, îndepărtaţi ușor adezivul de pe tegument folosind agent de îndepărtare a adezivului medical Adapt[™] suplimentar după caz.

Se usucă în câteva secunde. După uscarea, agentul de îndepărtare a adezivului medical Adapt nu va afecta aderarea produselor aplicate ulterior.

Pentru produse de stomie, detaşaţi marginea protectorului cutanat sau a benzii/marginii adezive şi pulverizaţi în mod ţinţit către baza protectorului cutanat sau a suprafeţei adezive.

Pentru produse protetice maxilo-faciale, saturaţi o compresă din tifon şi îndepărtaţi adezivul prin ştergere. Agentul de îndepărtare se evaporează rapid, pot fi necesare aplicaţi suplimentare asupra compresi.

ATENŢIE: Recipient sub presiune. Protejaţi recipientul de lumina soarelui şi nu îl expuneţi sau depozitaţi la temperaturi de peste 50°C (120°F). A nu se străpunge sau incinera recipientul, chiar şi după utilizare. A NU SE UTILIZA ÎN SPAŢII RESTRĂNSE.

AVERTIZARE: A se utiliza numai în scopul indicat. Evitaţi aplicarea pe piele în zonele delicate sau sensibile (ochi, gură, urechi, nas şi vagin). A se interzice utilizarea în caz de iritaţii cutanate.

INFLAMABIL: A nu se pulveriza în flacăra sau pe orice alt material incandescent, lângă un aparat electric sau o sursă de căldură. A se ţine departe de surse de aprindere – Fumatul interzis. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se utiliza numai în scopul indicat.

CONŢINE: HEXAMETILDISILOXAN CU AZOT

(SA) مزیل اللاصق الطبي – تعليمات الاستخدام

يُستخدم السيليكون، الخالي من الكحول – بدون وخز! قم بالرش من أي اتجاه.

- قم برش المزيل حول حافة اللاصق.
- بعد ثوانٍ قليلة، قم بتقسير اللاصق برفق من الجلد باستخدام المزيد من اللاصق الطبي Adapt[™] إذا لزم الأمر.

يجف خلال ثوان. بمجرد أن يجف، لن يؤثر مزيل Adapt على التصاق المنتجات التي يتم استخدامها فيما بعد. بالنسبة لمنتجات الفغر (ستوما)، قم بتقسير إحدى حواف حاجز الجلد أو حافة الشريط/اللاصق وتوجيه الرش بعيدًا عن الجلد ونحو قاعدة الحاجز أو سطح اللاصق.

للجهزة التعويضية للفقين والوجه، قم بتشريب وسادة شاش بالماء وامسح اللاصق. يتبخر المزيل بسرعة وقد يكون مطلوبًا استخدامات إضافية للشاش.

تنبيه: حاوية مضغوطة. قم بحماية العينة من أشعة الشمس ولا تعرضها أو تخفيها في درجات حرارة تزيد عن 120 درجة فهرنهايت (50 درجة مئوية). لا تقبّل الحاوية أو تحرقها حتى بعد استخدامها. لا يُستخدم في الأماكن المغلقة.

تحذير: لا يُستخدم إلا وفقًا للتوجيهات. تجنب الاستخدام على الحساسية من الجلد (العين، والغم، والأذن، والأنف، والمهبل). توقف عن الاستخدام في حالة حدوث تهيج.

قابل للاشتعال: لا ترش على لب أو أي مادة متوهجة أو جهاز كهربائي أو مصدر حرارة. ابتعد عن مصادر الاشتعال – ممنوع بعدًا عن متناول الأطفال. لا يُستخدم إلا وفقًا للتوجيهات.

المحتوى: مركب HEXAMETHYLDISILOXANE مع نيتروجين

(SE) Remover (borttagningsmedel) för medicinsk häfta – Bruksanvisning

Silikonbaserad, alkoholfri - Svider ej! Spreja från valfritt håll.

- Spreja Adapt Remover runt häftans kant.
- Drag efter några sekunder försiktigt bort häftan från huden. Använd vid behov ytterligare Adapt[™] Remover.

Torkar på några sekunder. När Adapt Remover har torkat påverkar det inte vidhäftningsförmågan hos andra produkter som appliceras senare.

För stomiprodukter ska en kant av hudskyddsplattan eller den vidhäftande tejen/häftan skalas bort, sprejen riktas bort från huden och mot hudskyddsplattans eller den vidhäftande ytans bas.

För käk-ansiktsprotesanordningar mättar du en kompress och torkar bort häftan. Adapt Remover avdunstar snabbt och det kan krävas ytterligare sprejningar på kompressen.

VARNING: Tryckbehållare. Skydda burken mot solljus och utsätt den inte för, eller lagra den, vid temperaturer över 50°C (120°F). Behållaren får inte punkteras eller brännas, ens efter användning. **FÅR INTE ANVÄNDAS I SLUTNA UTRYMMEN.**

VARNING: Används enbart enligt anvisningarna. Undvik att använda produkten på känsliga hudområden (ögon, mun, öron, näsa och vagina). Sluta använda produkten om irritation uppstår.

LÄTTANTÄNDLIGT: Spreja inte mot öppen låga eller glödande material, elektrisk apparat eller värmekälla. Håll borta från antändningskällor –Rökning förbjuden. Förvaras utom räckhåll för barn. Används enbart enligt anvisningarna.

INNEHÅLL: HEXAMETYLDISILOXAN MED KVÄVE

(SI) Sredstvo za odstranjevanje medicinskega lepila – Navodila za uporabo

Na osnovi silikona, ne vsebuje alkohola – ne peče! Pršite iz katere koli smeri.

- Sredstvo za odstranjevanje popršite okrog robov obliža.
- Po nekaj sekundah obilz nežno odlepite s kože in po potrebi ponovno uporabite sredstvo za odstranjevanje medicinskega lepila Adapt[™].

Posuš se v nekaj sekundah. Ko se posuši, sredstvo za odstranjevanje medicinskega lepila Adapt ne bo vplivalo na kasnejše lepljenje obližev.

Za izdelke za ostomijo: odlepite en rob kožne pregrade ali rob med trakom in lepilom, pri čemer pršenje usmerite stran od kože in proti dnu pregrade ali lepljive površine.

Za maksilo-facialne protetične pripomočke: napojite gazo in obrišite lepilo. Odstranjevalec hitro izhlapi, zato ga bo morda potrebno ponovno nanesti na gazo.

POZOR: Vsebnik je pod tlakom. Vsebnik zaščitite pred sončno svetlobo in ga ne izpostavite temperaturam nad 50 °C (120 °F) oz. ga pri takih temperaturah ne shranjujte. Vsebnika ne prebodite ali zažgajte, niti po uporabi. **NE UPORABLJAJTE V ZAPRTIH PROSTORIH.**

OPOZORILO: Vedno upoštevajte navodila. Izdelka ne uporabljajte na občutljivih delih kože (oči, usta, ušesa, nos in vagina). Če se pojavi draženje, izdelka ne uporabljajte več.

VNETLJIVO: Ne pršite v ogenj ali na žareč material, električno napravo ali vir vročine. Pazite, da izdelek ne pride v bližino virov žriga – ne kadite. Hranite izven doseg a otrok. Vedno upoštevajte navodila.

VSEBINA: HEKSAMETILDISILOKSAN Z DUŠIKOM

(TH) นํ้ายาจัดการความจากกระดากกาสำหรับแพพ – คำแนะนำในการใช้งาน

ท่าจากซิลิโคน ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ – ไม่ทำให้เจ็บ! ฉีดพ่นได้จากทุกทิศทาง

- ฉีดพ่นนํ้ายาจัดการความการอมขอบของกระดากกา
- หลังจากพ่นนํ้าสองสามวินาที ให้ค่อยๆ ลอกกระดากกาออกจากผิวหนังโดยฉีดพ่นนํ้ายาจัดการความจากกระดากกาสำหรับแพพ Adapt[™] เพิ่มหากจำเป็น

แห้งในไม่กี่นาที พื้นที่ที่แห้ง นํ้ายาจัดการความจากกระดากกาสำหรับแพพ Adapt จะไม่ส่งผลต่อการยึดติดผลิตภัณฑ์ที่ติดลงไปภายหลัง

สำหรับผลิตภัณฑ์ศัลยกรรมรูเปิด ให้ตั้งขอบของแผ่นป้องกันผิวหนังขอบของเทป/กาวยึดให้หันสเปรย์ออกจากผิวเพื่อฉีดไปยังฐานของแผ่นป้องกันผิวหรือพื้นผิวที่ติด

สำหรับอุปกรณ์ศัลยกรรมรูกระดะช่องปากและในหน้า ให้ฉีดนํ้ายาใส่ผ้าพันแผลให้ชุ่ม

แล้วลอกกาออก นํ้ายาลอกกาทางการแพพนั้นจะระเหยอย่างรวดเร็ว จึงอาจจะต้องมีการฉีดนํ้ายาใส่ผ้าซ้ำ

ข้อควรระวัง: บรรจุภัณฑ์มีแรงดัน

อย่าเก็บกระป๋องไว้ในบริเวณที่อุณหภูมิสูงและอย่าเก็บไว้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิเกิน 50°C (120°F) อย่าเจาะหรือเผาบรรจุภัณฑ์ แม้หลังจากใช้หมดแล้วก็ตาม ห้ามใช้ในพื้นที่อับอากาศ

คำเตือน: ใช้ตามคำแนะนำเท่านั้น **หลีกเลี่ยงการใช้จุดที่ผิวหนังบาง (ดวงตา ปาก หู จมูกหรือช่องคลอด)** หยุดใช้หากพบอาการระคายเคือง

ผลิตภัณฑ์ติดไฟได้: ฉีดไปที่เปลวไฟหรือวัสดุไวไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือแหล่งความร้อน เก็บให้ห่างจากแหล่งติดไฟ – อย่าสูบบุหรี่เมื่อใช้งาน เก็บให้พ้นมือเด็ก

ใช้ตามคำแนะนำเท่านั้น

ส่วนประกอบ: HEXAMETHYLDISILOXANE พร้อมด้วยไนโตรเจน

(TR) Medikal Yapışkan Çıkartıcı – Kullanım talimatları

Silikon bazlı, alkol içermez! Herhangi bir yönden sıkın.

- Çıkartıcıyı, yapışkanın kenarları etrafından sıkın.
- Birkaç saniye bekledikten sonra yapışkanı ciltten soyarak çıkarın, gerekirse daha fazla Adapt[™] medikal yapışkan çıkarıcı kullanın.

Saniyeler içinde kurur. Adapt medikal yapışkan çıkarıcı kuruduğunda, sonradan uygulanan ürünlerin yapışmasını engellemez.

Ostomi ürünleri için, cilt bariyerinin veya yapışkan kenarın bir köşesini kaldırıp sökün ve spreyi yapışkan yüzeye veya bariyerin altına doğru ve ciltten uzak şekilde doğrultun.

Maksillofasiyal protetik cihazlar için bir gazlı bezli iletin ve yapıştırıcı maddeyi silerek temizleyin. Çıkartıcı gabuk buharlaşabilir, gazlı beze ek uygulamalar gerekli olabilir.

ÖNEM: Basınçlı konteynir. Kutuyu güneş ışınlarından koruyun. 120°F (50°C) üzerindeki ısıda saklamayın veya bu sıcaklıklara maruz bırakmayın. Kullandıktan sonra bile konteyniri delmeyin veya yakmayın. **DAR ALANLARDA KULLANMAYIN.**

UYARI: Sadece belirtildiği gibi kullanın. Hassas ve duyarlı cilt bölgelerinde (gözler, ağız, kulaklar, burun ve vajina) kullanmayın. Tahriş olursa kullanımı durdurun.

YANICI: Ateşe, akkor haline gelmiş materyallere, elektrikli aletlere ve ısı kaynaklarına spreylemeyin. Tutuşmaya yol açacak kaynaklardan uzak tutun-Sigara içilmez. Çocukların ulaşacağı yerlerden uzak tutun. Sadece belirtilen şekilde kullanın.

İÇİNDEKİLER: NİTROJENLİ HEKSAMETILDISILOKSAN

(TW) 醫用黏膠清除劑 – 使用說明

矽酮基質，不含酒精 – 無刺痛！可從任何方向噴灑。

- 沿黏膠邊緣噴灑清除劑。
- 數秒後，從皮膚上輕輕撕下黏膠，如有必要，再使用一些 Adapt[™] 醫用黏膠清除劑。

清除劑會在數秒內變乾。變乾後，Adapt 醫用黏膠清除劑不會影響稍後使用產品的黏性。

對於造口照護產品， 撕開皮膚保護膜的一個邊緣或膠帶/黏膠邊緣，使噴霧遠離皮膚而噴向保護膜的底部或黏著表面。

對於頸面部修復器材， 將一塊紗布墊浸濕，用來擦掉黏膠。清除劑會快速揮發，因此可能需要再噴一點到紗布上。

小心：加壓容器。避免清除劑罐受到陽光直射，勿暴露於或存放在溫度高於 50°C (120°F) 的地方。即使在使用完後，也勿刺穿或焚燒容器。不要在密閉的空間內使用。

警告：請僅按照指示使用。避免用於皮膚的脆弱或敏感部位（眼睛、嘴巴、耳朵、鼻子和陰道）。若感覺刺激皮膚則停止使用。

易燃：請勿在明火或任何發白熱光的材料、電器或熱源附近噴塗。遠離點火源 - 禁止吸菸。避免兒童接觸。請僅按照指示使用。

內容物：含氮六甲基二矽醚

(VT) Dung dịch lau keo dính y tế – Hướng dẫn Sử dụng

Gốc silicone, không chứa cồn – Không đau! Xịt từ bất kỳ hướng nào.

- Xịt dung dịch gỡ xung quanh các mép của keo dính.
- Sau một vài giây nhẹ nhàng bóc lớp keo dính ra khỏi da bằng cách dùng thêm dung dịch gỡ keo dính y tế Adapt[™] nếu cần.

Đề khô trong vài giây. Sau khi khô, dung dịch gỡ keo dính y tế Adapt sẽ không ảnh hưởng đến độ bám dính của sản phẩm được dán sau đó.

Đối với sản phẩm đặt hậu môn nhân tạo, hãy lật một mép của miếng bảo vệ da hoặc viền băng/băng dính, chỉnh hướng xịt ra và hướng về phần đế của miếng bảo vệ hoặc bề mặt dính.

Đối với thiết bị nhân tạo vùng hàm-mặt, hãy thấm ướt một miếng gạc và lau sạch keo dính. Dung dịch gỡ bay hơi nhanh chóng, có thể cần xịt thêm vào gạc.

THẬN TRỌNG: Chai đựng có áp suất (chịu áp). Bảo vệ chai khỏi ánh nắng mặt trời và không để tiếp xúc với hoặc bảo quản ở nhiệt độ vượt quá 120°F (50°C). Không đảm thủng hoặc đốt chai đựng, ngay cả sau khi sử dụng. **KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG KHÔNG GIAN KÍN.**

CẢNH BÁO: Chỉ sử dụng theo chỉ dẫn. Tránh sử dụng trên các vùng da mỏng hoặc nhạy cảm (mắt, miệng, tai, mũi và âm đạo). Không sử dụng nếu xảy ra kích ứng.

ĐỀ CHẨY: Không xịt vào ngọn lửa hoặc bất kỳ vật liệu cháy sáng, thiết bị điện hoặc nguồn nhiệt nào. Tránh xa các nguồn phát tia lửa – Không Hút thuốc. Để xa tầm với của trẻ em. Chỉ sử dụng theo chỉ dẫn.

THÀNH PHẦN: HEXAMETHYLDISILOXANE VỚI NITƠ

	Highly Flammable Сильно запалим Hautement inflammable 高度易燃 Hochentzündlich Meget brandfarlig		Consult Instructions for Use Направте справка в Инструкции за употреба Consulter le mode d'emploi
		請查閱使用說明 Siehe Gebrauchsanleitung Se brugsvejledning Consulte las instrucciones de uso Katsko käyttöohjeista ohjeet käyttöä varten Consultez le mode d'emploi Συμβουλευτείτε τις Οδηγίες Χρήσης Pogledajte upute za uporabu Lásd a Használati utasítást Lihat Petunjuk Penggunaan עיון הוראות השימוש Consultare le Istruzioni d'uso 使用する際には使用説明書を確認してください 사용 설명서 참조 Leest u de gebruiksaanwijzing Se bruksanvisningen Sprawdź w instrukcji użytkowania Consulte as Instruções de Uso Consultati instrucțiunile de utilizare اطلع على تعليمات الاستخدام Bruksanvisning for sjukvårdspersonal Preberite navodila za uporabo ပြုစုပညာသင်္ခယာဏာကိစ္စာဉာဏ် Kullannin Talimatlanna Bakan 請參閱使用說明 Hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng	