



en 2 Piece Urostomy Pouch

da 2-dels urostomipose

de Zweiteiliger Urostomiebeutel

es Bolsa de urostomía de 2 piezas

fi 2-osainen virtsa-avanneepussi

fr Poche pour urostomie 2 pièces

fr-ca Sac d'urostomie 2 pièces

it Saccia per urostomia per sistema due pezzi

nl Tweedelig uro-opvangzakje

no Todelt urostomipose

sv 2-dels urostomipåse



www.hollister.com/symbolglossary

Hollister®



Hollister Incorporated
2000 Hollister Drive
Libertyville, IL 60048 USA
Hollister LLC
Foxford Road, Ballina
Co. Mayo, Ireland

EC REP

Hollister

©2019 Hollister Incorporated.
912612-1019

en INSTRUCTIONS FOR USE

- WARNINGS**
Reuse by reprocessing, cleaning, disinfection, and sterilisation (sterilization) may compromise the product. This may result in odour (odor) or leakage.
- Notes:** Excess mucus from a urostomy stoma may cause the pouch to drain slower than expected. Contact a stoma care nurse or healthcare practitioner for help with the ostomy pouching system or skin irritation. In case of serious injury (incident) in relation to your use of the product, please contact your local distributor or manufacturer, and your local competent authority. For more information, see www.hollister.com/authority or contact EC Rep or local distributor.

Product Description: Part of a two-piece ostomy pouching system. Designed to be used with a corresponding skin barrier with the same flange size. The pouch is designed to be emptied. The pouch is most suitable for urostomies. It has a tap to empty liquid. Product is made of polymer/copolymer plastics, and nonwoven fabric.

Indications and Intended Use: This product is part of a two-piece ostomy pouching system intended to collect output from a stoma (e.g., urostomy) or skin opening (e.g., wound, fistula).


MD Medical Device
(as applicable)

O Flange (coupling ring)


Not made with natural rubber latex.

CE mark as required


To attach pouch to barrier




To drain and close pouch



To remove and dispose (Please follow all local disposal regulations)



To use the Urostomy drain tube adapter (optional)



Single patient - multiple use. Rinse with clean water and leave to dry. Discard when visibly damaged.

Sharing the urostomy drain tube adapter with multiple users creates risk of infection.

da BRUGSANVISNING

Indhold

- Urostomipose med fastgørt koblingsring.
— Stomibælteører (bælte med følger ikke)
- Konnektor, som benyttes til at koble urostomiposen til en afsløpsose eller benopse (medfølger ikke).
- Poser til bortskaffelse

Produktbeskrivelse: Del af en to-dels stomibandage. Designet til brug med en tilsvarende klæbeflade med samme størrelse koblingsring. Posen er beregnet til at blive tømt. Posen er bedst egnet til urostomier. Den har en stud til aftenning af væske. Produktet er fremstillet af polymer-/copolymerplast og nonwoven teknik.

Indikationer og tilsligtet brug: Dette produkt er en del af en to-dels stomibandage og er beregnet til opsamling af output fra en stomi (f.eks. urostomi) eller hudåbning (f.eks. sår eller fistel).

ADVARSLER

Genbrug efter genklargøring, rengøring, desinfektion og sterilisering kan kompromittere produktet. Dette kan medføre lugtgener eller lækkage.

Bemærkninger: Kraftig slammeforsdrift fra en urostomi kan medføre, at posen tømmes langsommere end forventet. Kontakt en stomisgelejer eller læge for at få hjælp med stomibandagen ved irritation af huden. I tilfælde af alvorlig personskade (ulykke) i forbindelse med din brug af produktet bedes du kontakte den lokale distributør eller producent samt de lokale myndigheder. Se www.hollister.com/authority, eller kontakt EC-repræsentanten eller den lokale distributør, hvis du ønsker yderligere oplysninger.


MD Medicinsk udstyr
(efter behov)

O Koblingsring

Ikke fremstillet af latex (naturgummi).

CE-mærkning i henhold til krav.

For at fastgøre posen til klæberen



For at tömma och lämna posen



For att fjerne og bortskaffe (Följ alle lokala bestämmelser för bortskaffelse)



For att benytte urostomi-konnektoren (valgfritt)



Enkelt patient - bruges flere gange. Skyd med rent vand og lad den tørre. Bortskaf når den er synligt beskadiget.

Hvis man anvender urostomi-konnektoren på flere forskellige brugere, opstår der en risiko for infektion.

de GEBRAUCHSANLEITUNG

Inhalt

- Urostomiebeutel mit integriertem Rastring.
— Integrierte Gürtelhalterungen zum Anbringen eines Stomaartikels (Gürtel ist nicht im Umfang enthalten)
- Urostomie-Ablassadapter; ermöglicht bei Bedarf ein einfaches Anschließen an Nacht-/Sekret- und Beinbeutel (nicht im Umfang enthalten).
- Entsorgungsbeutel

Produktbeschreibung: Dieses Produkt ist Bestandteil eines zweiteiligen Versorgungssystems und kann mit einer entsprechenden Basisplatte mit derselben Rastringgröße verwendet werden. Der Beutel muss entfernt werden. Dieser Beutel eignet sich vor allem für Urostomien. Er verfügt über einen Auslass zum Entleeren des flüssigen Inhalts. Das Produkt besteht aus Polymer-/Copolymer-Kunststoff und Vliesstoff.

Indikationen und bestimmungsgemäßer Verwendungszweck:

Dieses Produkt ist Bestandteil eines zweiteiligen Versorgungssystems, das zum Auffangen der Ausscheidungen eines Stomas (z. B. Urostoma) oder einer Hautöffnung (z. B. Wunde oder Fistel) dient.

WARNHINWEISE

Eine erneute Verwendung durch Wiederaufbereitung, Reinigung, Desinfektion und Sterilisation kann das Produkt beeinträchtigen. Dies kann zu unangenehmen Gerüchen oder Unordentlichkeiten führen.

Anmerkungen: Bei übermäßiger Schleimproduktion eines Urostomas kann der Ausfluss aus dem Beutel unerwartet langsam erfolgen. Sollten Sie Hilfe mit dem Stomabeutelsystem oder Hautherzungen benötigen, kontaktieren Sie Ihre zuständige Stomatologin oder eine medizinische Pflegekraft. Setzen Sie sich im Falle einer schwerwiegenden Verletzung (Vorkommnis) in Verbindung mit der Verwendung des Produkts bitte mit Ihrem lokalen Händler oder dem Hersteller sowie Ihrer zuständigen Behörde vor Ort in Verbindung. Weitere Informationen finden Sie unter www.hollister.com/authority, oder Sie setzen sich mit der EC-Vertretung oder Ihrem lokalen Händler in Verbindung.


MD Medizinprodukt
(sofern anwendbar)

O Rastring
(Verbindungsring)

Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt.

Erforderliche CE-Kennzeichnung


Befestigen des Beutels an der Basisplatte




Ausstreifen und Verschließen des Beutels



Entfernen und Entsorgen (Bitte beachten Sie die örtlichen Entsorgungsvorschriften)



Verwenden des Urostomie-Ablassadapters (optional)



Für die mehrfache Anwendung an einem Patienten. Mit sauberem Wasser abspülen und trocken lassen. Bei sichtbaren Schäden entsorgen.

Durch die gemeinsame Nutzung des Urostomie-Ablassadapters durch mehrere Anwender entsteht ein Infektionsrisiko.

es INSTRUCCIONES DE USO

Contenido

- Bolsa de ostomía con anillo.
- Hebillas para cinturón de ostomía (cinturón no incluido)
- Adaptador de tubo de drenaje de ostomía para conectar la bolsa a una bolsa de orina/bolsa de pierna (no incluido) si se desea.
- Bolsas desechables

Descripción del producto: Parte de un sistema de bolsa de ostomía de dos piezas. Diseñado para utilizarse con una lámina con el mismo tamaño de anillo. La bolsa está diseñada para vaciarla. La bolsa está especialmente indicada para urostomías. Dispone de un grifo para vaciar el líquido. El producto está fabricado con plásticos poliméricos y copoliméricos, así como con tejido sin tejer.

Indicaciones y uso previsto: Este producto forma parte de un sistema de bolsa de ostomía de dos piezas que recoge el contenido de un estoma (p. ej. una urostomía) o una abertura cutánea (p. ej., una herida o fistula).

ADVERTENCIAS

La reutilización mediante el reprocessamiento, la limpieza, la desinfección y la esterilización puede perjudicar al producto. Esto puede provocar olor (olor) o fugas.

Notas: El exceso de mucosa de un estoma de urostomía puede hacer que la bolsa se vacíe de forma más lenta de lo previsto. Póngase en contacto con su estomaterapeuta o con el médico encargado del cuidado del estoma para obtener ayuda con el sistema de bolsas de ostomía o en caso de irritación cutánea. En caso de lesión grave (incidente) relacionada con el uso del producto, póngase en contacto con su distribuidor o fabricante local y con la autoridad local competente. Si desea más información, consulte www.hollister.com/authority o póngase en contacto con el representante para la CE o su distribuidor local.

MD Producto sanitario
(según corresponda)

O Aro (anillo de acoplamiento)

No contiene látex de caucho natural.

Marca CE como es requerido


MD Producto sanitario
(según corresponda)

O Aro (anillo de acoplamiento)

No contiene látex de caucho natural.

Marca CE como es requerido


Para acoplar la bolsa a la lámina



Para vaciar y cerrar la bolsa



Para retirar y eliminar (Siga todas las normativas locales de eliminación)



Para utilizar el adaptador del tubo de drenaje de urostomía (opcional)



Para uso múltiple en un único paciente. Enjuagar con agua limpia y dejar secar. Desechar si hay daños visibles.

Compartir el adaptador del tubo de drenaje para urostomía con varios usuarios representa un riesgo de infección.

fi Käyttöohjeet

Sisältö

- Virtsa-avanneppusi, jossa on rengaskiinnitys.
— Vyöönköt avannevyytä varten (avannevyyt ei sisällä hiintaa)
- Virtsa-avanteen tyhjennyslaitkuun sovitin käytettäväksi pussin liittämiseen tyhjennyspussin/jalkapussiin (ei sisällä hiintaa)
- Hävitypussit

Tuotekuvaus: Kaksiosainen avannesidoksen osa. Suunniteltu käytettäväksi ihonsuojailevyn kanssa, jonka reuna on sama. Pussi on tyhjennettävä. Pussi sopii parhaiten virtsa-avanteisiin. Siinä on hana nestedein poistamiseksi. Tuote on tehty polymeri/kopolymeeriuvostusta ja kuitukankaasta.

Käyttöihheet ja käyttötarkoitukset: Tämä tuote on kaksiosaisen avannesidoksen osa, joka on tarkoitettu keräämään avanteen (esim. virtsa-avanne) tai ihon aukkojen (esim. haava, fisteli) eritteitä.

VAROITUKSET

Uudelleenkäytöä uudelleenkäsittelemällä, puhdistamalla, desinfioimalla ja steriloidulla saatetaan heikentää tuoteen laatu. Tämä voi aiheuttaa hajua tai vuotoa.

Huoma: Liiallinen ilma virtsa-avanteesta voi aiheuttaa pussin tyhjennemisen dottoituksen hitaan. Ota yhteyttä avannehohjaaja tai terveydenhuolton ammattiiniköön kantaan. Mikäli tuote käytetään liittymällä ilmenee vaka loukkaantuminen (tai muu vakava tapaturma), ota yhteyttä paikalliseen jakelijaan tai valmistajaan sekä paikalliseen toimivaltaiseen viranomaiseen. Lisätietoja saat osoitteesta www.hollister.com/authority tai ottamalla yhteyttä EC-edustajaan tai paikalliseen jakelijaan.

MD Lääkinäillinen laite
(tarpeen mukaan)

O Rengas
(kiinnitysrengas

fr MODE D'EMPLOI

Sommaire

- Poche pour urostomie avec anneau.
- Céllule de ceinture de stoma (ceinture non incluse)
- Adaptateur de poche d'urostomie à utiliser pour raccorder la poche à une poche de nuit / de jambe (non inclus), le cas échéant.
- Sacs poubelle

Description du produit : Composant d'un système de poche de stoma en deux pièces. Conçu pour être utilisé avec un protecteur cutané de même diamètre d'anneau. La poche est conçue pour être vidée. La poche convient le mieux aux urostomies. Elle est dotée d'un robinet pour vider le liquide. Ce produit est fabriqué à partir de matières plastiques polymères et copolymères et d'un voile non-tissé.

Indications et utilisation prévue : Ce produit fait partie d'un système de poche de stoma composé de deux pièces destiné à recueillir les substances éliminées par une stome (p. ex., urostomie) ou par une ouverture cutanée (p. ex., plate, fistule).

AVERTISSEMENTS

La réutilisation par retraitement, nettoyage, désinfection et stérilisation peut endommager le produit. Cela peut entraîner des odeurs ou une fuite.


Remarques : Un excès de mucus provenant d'une urostomie peut entraîner une vidange de la poche plus lente que prévu. Contactez une infirmière stomathérapeute ou un professionnel de santé pour obtenir des conseils sur le système de poche pour stoma ou les irritations cutanées. En cas de blessure grave (incident) lié à votre utilisation du produit, contactez votre distributeur ou fabricant local, ainsi que votre autorité compétente locale. Pour davantage d'informations, rendez-vous sur www.hollister.com/authority ou contactez votre représentant CE ou distributeur local.

MD Dispositivo médical (le cas échéant)  Anneau (anneau de couplage)


Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel.

Marquage CE comme exigé.


Couplage de la poche au protecteur




Vidange et fermeture de la poche



Retrait et mise au rebut (Veuillez respecter toutes les régulations locales relatives à la mise au rebut)



Utilisation de l'adaptateur de poche pour urostomie (facultatif)



Utilisation sur un seul patient - plusieurs utilisations. Rincer à l'eau claire et laisser sécher. Éliminer lorsque le produit est visiblement endommagé.

La réutilisation de l'adaptateur de poche d'urostomie sur plusieurs patients est susceptible de causer une infection.

fr MODE D'EMPLOI

Contenu

- Sac d'urostomie avec collerette attachée.
— attaches pour ceinture de stoma (ceinture non incluse)
- Adaptateur pour tube de drainage d'urostomie à utiliser pour raccorder le sac collecteur à un sac de drainage de nuit ou à un sac de jambe (non inclus), le cas échéant.
- Sacs jetables

Description du produit : Fait partie d'un appareillage de stoma 2 pièces. Conçu pour être utilisé avec un champ protecteur de la même taille que la collerette. Le sac est conçu pour être vidé. Le sac est plus adapté aux urostomies. Il est équipé d'une valve pour vider le contenu liquide. Fabriqué à partir de matières plastiques polymères et copolymères et de tissu non tissé.

Indications et usage prévu : Ce produit fait partie d'un appareillage de stoma 2 pièces destiné à recueillir l'écoulement d'une stome (par exemple : urostomie) ou d'une ouverture cutanée (par exemple : blessure, fistule).

MISE EN GARDE

La réutilisation par retraitement, le nettoyage, la désinfection et la stérilisation peuvent endommager le produit. Cela peut provoquer des odeurs ou des fuites.


Remarques : L'excès de mucus provenant d'une urostomie peut ralentir le drainage du sac. Parlez à une infirmière spécialisée en soins de stoma ou à un professionnel de la santé pour obtenir de l'aide au sujet de l'appareillage de stoma ou en présence d'une irritation cutanée. En cas de blessure grave (incident) lié à l'utilisation du produit, veuillez communiquer avec le fabricant, votre distributeur local ou votre autorité locale compétente. Pour en savoir plus, consultez la page www.hollister.com/authority ou communiquez avec le représentant de la CE ou le distributeur local.

MD Dispositivo médical (s'il y a lieu)  Collier (anneau de raccordement)


Fabriqué sans latex à base de caoutchouc naturel.

Marquage CE tel que requis


Pour fixer le sac au champ protecteur




Pour drainer et fermer le sac



Pour enlever et le jeter (Veuillez suivre les régulations locales en matière de gestion des déchets)



Pour utiliser l'adaptateur de drainage pour tube d'urostomie (optionnel)



Un seul patient - utilisation multiple. Rincer à l'eau claire et laisser sécher. Jeter lorsqu'il est visiblement endommagé.

Le partage de l'adaptateur pour tube de drainage d'urostomie avec plusieurs utilisateurs crée un risque d'infection.

it ISTRUZIONI PER L'USO

Contenuto

- Sacca per urostomia con flangia integrata.
— Attacchi per cintura per stoma (cintura non inclusa)
- Connettore per urostomia da utilizzare per collegare la sacca a un sacchetto di drenaggio/sacca da gamba (non inclusa), se lo si desidera.
- Sacchetti per smaltimento

Descrizione del prodotto: Parte di un sistema di raccolta due pezzi per stoma. Progettata per utilizzo con corrispondente barriera cutanea dotata di flangia della stessa dimensione. La sacca è progettata per essere svuotata. La sacca è più adatta per urostomia. Dotata di rubinetto per consentire lo svuotamento. Il prodotto è realizzato con materiali plastici di copolimero/polimero e tessuto non tessuto.

Indicazioni e utilizzo previsto: Questo prodotto fa parte di un sistema di raccolta due pezzi per stoma destinato alla raccolta delle fuoriuscite da uno stoma (come nel caso di urostomia) o da aperture presenti sulla cute (ad es. ferite, fistole).

Realizzato senza lattice di gomma naturale.

CE mark come richiesto

AVVERTENZE

Il riutilizzo a seguito di rilavorazione, pulizia, disinfezione e sterilizzazione possono compromettere il prodotto. Ciò potrebbe tradursi in cattivi odori o perdite.

Note: Un'eccessiva fuoriuscita di muco da una urostomia potrebbe causare un drenaggio della sacca più lento del previsto. Contattare il personale infermieristico dedicato o un operatore sanitario in grado di fornire un aiuto con il sistema di raccolta per stoma o in caso di irritazione cutanea. In caso di gravi lesioni (incidente) correlate all'uso del prodotto, contattare il proprio distributore locale o il produttore, nonché l'autorità competente locale. Per ulteriori informazioni, visitare www.hollister.com/authority o contattare il rappresentante CE o il distributore locale.

MD Dispositivo medico (dove applicabile)  Flangia (anello di aggancio)

Realizzato senza lattice di gomma naturale.

CE-mark come richiesto

no BRUKSANVISNING

Innhold

- Urostomipose med ringkobling.
— Stomi bælteører (bælte følger ikke med)
- Adapter for tömning av urostomipose, til bruk for å koble posen til en temmepose / benpose (følger ikke med) om ønskelig.
- Engangsposser

Produktbeskrivelse: Del av et todelt stomiposesystem. Tiltaket til bruk med tilhørende hudsplate med samme ringstørrelse. Posen er beregnet på å tömmes. Posen er best egnet for urostomi. Den har en tappekan for tömning av vaskes. Produktet er laget av polymer/kopolymerplast, og ikke vedt testet.

Indikasjoner og tiltenkt bruk: Dette produktet er en del av et todelt stomiposesystem beregnet på å samle avfall fra en stomi (f.eks. urostomi) eller åpnings i huden (f.eks. sår, fistel).

MD Medisinsk enhet (dersom aktuell)

 Flens (koblingsring)

Ikke laget med naturlig gummitakts.


CE-merking påkrevd.

ADVARSLER

Bruk på nytt ved reprosessering, rengjøring, desinfisering og sterilisering kan komprimere produktet. Dette kan resultere i lukt eller lekkasje.

Merknad: Overflodig slim fra en urostomi kan føre til at posen tommes langsommere enn forventet. Ta kontakt med en stomsykepleier eller annet helsepersonell for hjelp med stomsykepleiret eller hvis det oppstår hudirritasjon. Ved alvorlig skade (hendelse) knytter til din bruk av produktet, kontakter du din lokale distributør eller produsent og din lokale kompetente myndigheter. For mer informasjon, se www.hollister.com/authority eller kontakt med EC-representant eller lokal distributør.



Come collegare la sacca alla barriera cutanea



Come effettuare il drenaggio e la chiusura della sacca



Come effettuare la rimozione e lo smaltimento (Attenersi a tutte le normative locali in tema di smaltimento)



Come utilizzare il connettore per il tubo di drenaggio per urostomia (facoltativo)



Singolo paziente - multuso. Sciacquare con acqua pulita e lasciar asciugare. Gettare se visibilmente danneggiato.

Condividere il connettore per il tubo di drenaggio per urostomia con più utilizzatori crea il rischio di infezione.

nl GEBRUIKSAANWIJZING

Inhoud

- Uro-opvangzakje met aangehechte flens.
— Bevestigingsgaren voor stomagordel (gordel niet inbegrepen)
- Urostoma-afvoerlangadapter om indien gewenst het opvangzakje te verbinden met een afvoerzakje/beenzakje (niet inbegrepen).
- Wegwerpzakjes

Productbeschrijving: Onderdeel van een tweedelig stomaopvangsysteem. Ontworpen voor gebruik met een overeenstemmende hudsplate met dezelfde flensmaat. Het opvangzakje is ontworpen om te worden geleegd. Het opvangzakje is vooraf geschikt voor een urostomie. Het heeft een kraantje om de vloeistof af te voeren. Het product is vervaardigd van polymeren/copolymeren en een non-woven beschermhaag.

Indicaties en beoogd gebruik: Dit product maakt deel uit van een tweedelig stomaopvangsysteem dat is bedoeld om uitscheiding van een stoma (bijv. urostoma) of van een huidopening (bijv. wond of fistel) op te vangen.

Niet vervaardigd uit natuurlijk rubberlatex.

CE-keurmerk zoals vereist

WAARSCHUWINGEN

Hergebruik door opnieuw verwerken, reinigen, desinfecteren en steriliseren kunnen een negatieve invloed hebben op het product. Dit kan leiden tot geuren of lekkage.

Opmerkingen: Overvloedig slim van een urostomia kan ervoor zorgen dat het opvangzakje langzamer leegloopt dan verwacht. Neem voor hulp met het stomaopvangsysteem of huidirritatie contact op met een stomaopvangkundige of zorgverlener. In het geval dat er ernstig letsel (incident) optreedt met betrekking tot het gebruik van het product, neem dan contact op met uw lokale distributeur of fabrikant en uw lokale bevoegde instantie. Voor meer informatie kunt u naar www.hollister.com/authority gaan of contact opnemen met de vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap (EC) of met de lokale distributeur.

MD Medisch hulpmiddel (waar van toepassing)  Flens (verbindingssring)

Niet vervaardigd uit natuurlijk rubberlatex.

CE-keurmerk zoals vereist

sv BRUKSANVISNING

Innehåll

- Urostomipose och medföljande läsring.
— Stomibältesörs (bälte inkluderas inte)
- Slangadapter för tömning av urostomiposen, som, så önskas, används för anslutning till en tömningspåse/påse på benet (inkluderas inte).
- Engångspåsar

Produktbeskrivning: Del av en tvådelad påse i ett stomaopvangsystem. Utformad att användas med en motsvarande hudsplattan med samma läsringstorlek. Påsen är utformad att tömmas. Påsen är lämplig för urostomier. Den har en kran för tömning av vätskan. Produkten är tillverkad av polymer-/copolymerplaster och fibertyg.

Indikationer och avsedd användning: Denna produkt är en del av en tvådelad påse i ett stomaopvangsystem som är avsett att samla upp utflödet från en stomi (t.ex. urostomi) eller hudöppning (t.ex. sår, fistel).

VARNING

Äteranvändning genom återbearbetning, rengöring, desinfektering och sterilisering kan ävernya produkten. Det kan leda till dålig lukts eller läckage.

Viktigt! Överflödig sekret från en urostomi kan leda till att påsen töms långsammare än väntat. Kontakta en stomsykepleksa eller läkare för hjälp med stomsykepleiret eller hudirritation. Kontakta din lokala distributör eller tillverkaren, samt lokal behörig myndighet, om en allvarlig personskada (incident) skulle inträffa i samband med användningen av produkten. För mer information, se www.hollister.com/authority eller kontakta EC-representanten eller den lokala distributören.

MD Medicinteknisk produkt (som tillämpligt)

<img alt="Läsring icon" data-bbox="915 628