

en Male Incontinence Sheath/Catheter, Self-Adhesive

af قسطرة سلس البول للرجال، لصق ذاتي

da Uridom til inkontinens hos mænd, selvklæbende

de Kondomurinal zur Inkontinenzversorgung bei Männern, selbsthaftend

el Ανδρικός εξωτερικός καθετήρας ακράτειας, αυτοκόλλητος

es Colector para incontinencia masculina, autoadhesivo

fi Miesten ulkoinen virtsankeräjä, itsekiinnittyvä

fr Étui pénien masculin pour incontinence, auto-adhésif

it Catetere esterno maschile per incontinenza, auto-adesivo

ja 男性用コンドーム型集尿器、自己粘着性

ms Kateter Inkontinens Lelaki, Lekat Sendiri


nl Externe katheter voor incontinentie bij mannen, zelfklevend

no Uridom for menn med inkontinens, selvklebende

pt-br Cateter para incontinência masculina, autoadesivo

sv Urindroppssamlare för män, självhäftande

th ถุงยางต่อสายปัสสาวะชาย มีกาในตัว



www.hollister.com/symbolglossary





en INSTRUCTIONS FOR USE
Contents Male Incontinence Sheath (Catheter), Self-Adhesive
Product Description The self-adhering male external sheath (catheter) is designed for the management of adult male urinary incontinence.
Made of silicone and adhesive.
Indications and Intended Use The product is an accessory intended to channel urine from the penis to extension tubing and urinary collection bags for adult males with urinary incontinence.
WARNINGS Reuse of a single use product may create potential risk to the user such as poor adhesion, leakage, and skin irritation.
Precautions Do not use on irritated or compromised skin.
Do not use if allergic reaction occurs.
Ensure proper fit as instructed. If the sheath (catheter) size is incorrect or leakage occurs, skin damage may occur (e.g., irritation, broken skin, rash, or redness). This may decrease wear time.
Follow directions to remove if experiencing swelling, numbness, discomfort, pain, discoloration, or abnormal appearance.
Notes For good hygiene, change sheath (catheter) daily.
To help ensure proper adhesion, apply to clean, dry intact skin. Do not use lotions, powders, or ointments on the skin as these products may interfere with adhesion of the product. Contact a healthcare practitioner for help with the product or with skin irritation. In case of serious injury (incident) in relation to your use of the product, please contact your local distributor or manufacturer, and your local competent authority. For more information, see www.hollister.com/authority or contact EC Rep or local distributor.

To prepare
1 Verify correct product size prior to use. Trim pubic hair if necessary.
2 Wash penis with mild soap and warm water. Dry thoroughly.

To apply
1 Open package at perforation. Remove sheath (catheter) from plastic insert, if present.
2 Place rolled end over the end of the penis, leaving a small space between the end of the penis and the cone of the sheath (catheter). If applying to an uncircumcised penis, allow foreskin to remain in its natural position. Take care not to pinch or retract the foreskin.
3 Slowly unroll onto the penis with as little wrinkling as possible until product is fully extended.
4 Gently squeeze to properly seal adhesive to the skin. Do not attempt to reposition the product. If possible, avoid leaving a rolled "collar" around the base of the penis.

To connect this product to a drainage system, refer to the instructions for use packed with that product.

To remove and dispose
Disconnect from the drainage system. Gently roll the sheath (catheter) forward and off the penis. If necessary, apply a warm wet compress (such as a wet washcloth) around the sheath (catheter) to help loosen the adhesive.
Please follow all local disposal regulations.



af تعليمات الاستخدام
المحتويات قسطرة سلس البول للرجال، لصق ذاتي
وصف المنتج تم تصميم القسطرة الخارجية ذات اللصق الذاتي للرجال للتحكم بسلس البول لدى الرجال البالغين.
Mصنوعة من السليكون ومادة لاصقة.
نواحي الاستخدام يُعد هذا المنتج اكسسوارًا يُهدف إلى توجيه البول من القضيب إلى وصلة أنبوب وأكياس تجميع البول لدى الرجال البالغين الذين يعانون سلس البول.
تحذيرات قد تؤدي إعادة استخدام منتج مُعد للاستخدام مرة واحدة إلى ظهور مخاطر محتملة للمستخدم مثل سوء الالتصاق والتسرب وتهيج البشرة.
تنبيهات لا تستخدمه على بشرة متهيجة أو متضررة.
لا تستخدمه في حال حدوث تفاعلات تحسسية.
تأكد من ملاءمة المنتج بشكل صحيح حسب التعليمات. إذا كان حجم القسطرة غير صحيح أو في حال حدوث تسرب، فقد يحدث تلف للجلد (على سبيل المثال، تهيج للبشرة، أو طفح جلدي، أو احمرار). وقد يؤدي ذلك إلى تقليل مدة الارتداء.
اتبع الإرشادات لإزالة المنتج في حال اختبرت تورمًا أو خدرًا أو انزعاجًا أو ألمًا أو تغيرًا في اللون أو مظهرًا غير عادي.
ملاحظات المحافظة على النظافة، غير القسطرة يوميًا.
للمساعدة على ضمان الالتصاق الصحيح، قم بوضعه على بشرة جافة سليمة ونظيفة. لا تستخدم الكريمات المسائلة أو البودرة أو المراهم على البشرة لأن هذه المنتجات قد تؤثر في التصاق المنتج. اتصل بأحد ممارسي الرعاية الصحية لتبيل المساحة في ما يتعلق بالمنتج أو بتهييج البشرة. في حال حدوث إصابة خطيرة (حدثت) في ما يتعلق باستخدام المنتج، يرجى الاتصال بالموزع أو الشركة المصنعة المحلية والسلطة المختصة المحلية. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.hollister.com/authority أو اتصل بممثل EC أو الموزع المحلي.

التجهيز



- تأكد من أن حجم المنتج صحيح قبل استخدامه. قم بتثذيب شعر العانة إن دعت الحاجة.
- اغسل القضيب بالمسابون والماء الدافئ. جففه جيدًا.

الوضع

- افتح العلبة عند التفويت. أزل القسطرة من اللصق البلاستيكي إن وجد.
- ضع الطرف المبروم فوق طرف القضيب، تاركًا مساحة صغيرة ما بين باحد طرف القضيب ومبروم القسطرة. إذا كنت تستخدم المنتج على قضيب غير مختون، فدع القلفة في وضعيتها الطبيعية. احرص على عدم فرض القلفة أو سحبها
- قم بفرد المنتج على القضيب بأقل قدر ممكن من التجاعيد حتى يتم تمديد المنتج بالكامل.
- اضغط على المنتج برفق للضغط بهكام على البشرة. إذا تحول تغير موضع المنتج. إن أمكن، حاول ألا تترك "بقعة" مبرومة حول قاعدة القضيب.

لتوصيل هذا المنتج بنظام تصريف، يرجى الرجوع إلى تعليمات الاستخدام المرفقة بالمنتج.

للإزالة والتخلص
قم بفصل المنتج عن نظام التصريف. أفت القسطرة برفق نحو الأمام وأزليها عن القضيب. إن دعت الحاجة، ضع مضادة دافئة مبللة (مثل قطعة قماش مبللة) حول القسطرة للمساعدة في إرخاء المادة اللاصقة.
يُرجى اتباع جميع لوائح التخلص المحلية.



es INSTRUCCIONES DE USO
Contenido Colector para incontinencia masculina, autoadhesivo
Descripción del producto El colector externo masculino autoadhesivo está diseñado para el control de la incontinencia urinaria masculina en adultos.
Fabricado con silicona y adhesivo.
Indicaciones y uso previsto El producto es un accesorio diseñado para canalizar la orina desde el pene al tubo extensor y a las bolsas de recogida de orina para varones adultos con incontinencia urinaria.
ADVERTENCIAS Si se reutiliza un producto de un solo uso, puede crear riesgos para el usuario, como una mala adhesión, fugas e irritación cutánea.
Precauciones No lo utilice sobre piel irritada o dañada.
No lo utilice si se produce una reacción alérgica.
Ajustelo correctamente como se indica. Si el tamaño del colector es incorrecto o hay fugas, puede dañarse la piel (p. ej., irritación, piel lesionada, sarpullido o eritema). Esto puede disminuir el tiempo de utilización.
Siga las instrucciones para su retirada si experimenta hinchazón, entumecimiento, molestias, dolor, cambio de color o un aspecto anómalo.
Notas Para mantener una buena higiene, cambie el colector todos los días.
Para garantizar una adherencia adecuada, aplíquelo sobre piel limpia, seca e intacta. No utilice lociones, polvos ni pomadas sobre la piel, ya que estos productos pueden interferir en la adherencia del producto. Póngase en contacto con un profesional sanitario para obtener ayuda con el producto o en caso de irritación cutánea. En caso de lesión grave (incidente) relacionada con el uso del producto, póngase en contacto con su distribuidor o fabricante local y con la autoridad local competente. Si desea más información, consulte www.hollister.com/authority o póngase en contacto con el representante para la CE o su distribuidor local.

Para preparar
1 Compruebe el tamaño correcto del producto antes de utilizarlo. Recorte el vello púbico si es necesario.
2 Lave el pene con jabón suave y agua templada. Seque bien.

Para aplicar
1 Abra el paquete por las perforaciones. Saque el colector de la bolsa de plástico, si la hubiera.
2 Coloque el extremo enrollado sobre el extremo del pene, dejando un pequeño espacio entre el extremo del pene y el cono del colector. Si se aplica en un pene no circuncidado, deje que el prepucio quede en su posición natural. Tenga cuidado de no tirar hacia atrás del prepucio ni de comprimirlo.
3 Desenrolle lentamente sobre el pene con el menor número de pliegues posible hasta que el producto esté completamente extendido.
4 Apriete suavemente para que el adhesivo se adhiera correctamente a la piel. No intente volver a colocar el producto. Si es posible, evite dejar un "anillo" enrollado alrededor de la base del pene.

Para conectar este producto a un sistema de drenaje, consulte las instrucciones de uso suministradas con dicho producto.

Para retirar y eliminar
Desconéctelo del sistema de drenaje. Desenrolle suavemente el colector para retirarlo del pene. Si es necesario, aplique una compresa húmeda templada (como un paño húmedo) alrededor del colector para facilitar que se desprenda el adhesivo.
Siga todas las normativas locales de eliminación.







da BRUGSANVISNING
Inhalt Uridom til inkontinens hos mænd, selvklæbende
Produktbeskrivelse Det selvklæbende uvidende uridom er designet til håndtering af urininkontinens hos voksne mænd. Fremstillet af silikone og klæbemiddel.
Indikationer og tilsliget brug Produktet er et hjælpemiddel til voksne mænd med urininkontinens, og er beregnet til at kanalisere urin fra penis via en slange til en urindrænagepose.
ADVARSLER Genbrug af et engangsprodukt kan potentielt medføre risiko for brugeren såsom nedsat klæbeevne, leakage og hudirritation.
Forholdsregler Må ikke anvendes på irriteret eller kompromitteret hud.
Må ikke anvendes, hvis der forekommer en allergisk reaktion.
Sørg for korrekt tilpasning som anvist. Hvis størrelsen på uridomet er forkert eller der forekommer lækage, kan der opstå skader på huden (f.eks. irritation, ødelagt hud, udsæt eller rødhed). Dette kan reducere brugstiden.
Følg anvisningerne for at fjerne uridomet, hvis der opstår hævelse, følelsesløshed, ubehag, smerter, mistarvning eller unormalt udseende.
Bemærkninger Skift uridomet dagligt for at opretholde god hygiejne.
For at sikre klæbeevnen skal produktet sættes på ren, tør, intakt hud. Der må ikke bruges lotion, pulver eller salver på huden, da disse produkter kan påvirke produktets klæbeevne. Kontakt en læge for at få hjælp til produktet eller ved hudirritation. I tilfælde af alvorlig personskade (ulykke) i forbindelse med din brug af produktet bedes du kontakte den lokale distributør eller producent samt de lokale myndigheder. Se www.hollister.com/authority, eller kontakt EC-repræsentanten eller den lokale distributør, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Forberedelser
1 Kontroller, at produktets størrelse er korrekt før brug. Trim om nødvendigt kønsbehåringen.
2 Vask penis med mild sæbe og varmt vand. Tør grundigt.

Påsætning
1 Åbn pakken ved perforeringen. Fjern uridomet fra plastindsatsen, hvis denne findes.
2 Anbring den rullede ende over enden af penis, og sørg for, at der er et lille mellemrum mellem enden af penis og uridomets kegleled. Ved påsætning på ikke-omskåret penis skal forhuden forblive i sin naturlige position. Pas på ikke at klemme forhuden eller trække den tilbage
3 Rul langsomt ned over penis med så lidt foldning som muligt, indtil produktet er helt udrullet.
4 Klem forsigtigt til for at forsegle klæbemidlet tilstrækkeligt på huden. Forsøg ikke at omplacere produktet. Hvis det er muligt, skal du undgå at efterlade en "rullekrave" omkring roden af penis.

For at tilslutte dette produkt til et afløbssystem henvises til den brugervejledning, der fulgte med det pågældende produkt.

For at fjerne og bortskaffe
Frakobl uridomet fra afløbssystemet. Rul forsigtigt uridomet fremad og af penis. Påfør om nødvendigt et varmt, vådt kompres (som f.eks. en våd klud) rundt om uridomet for at løsne klæbemidlet.
Følg alle lokale bestemmelser for bortskaffelse



For information on disposal, please refer to the instructions for use packed with the product.

For information on disposal, please refer to the instructions for use packed with the product.

For information on disposal, please refer to the instructions for use packed with the product.

For information on disposal, please refer to the instructions for use packed with the product.

For information on disposal, please refer to the instructions for use packed with the product.

For information on disposal, please refer to the instructions for use packed with the product.

CE mark as required
MD Medical Device (as applicable)


fi KÄYTTÖOHJEET
Sisältö Miesten ulkoinen virtsankeräjä, itsekiinnittyvä
Tuotekuvas Itsekiinnittyvä miesten ulkoinen virtsankeräjä on suunniteltu aikuisten miesten virtsankarkailun hallintaan.
Valmistettu silikonista ja kiinnityssaineesta.
Käyttöaiheet ja käyttötarkoitus Tuote on aikuisille, virtsankarkailusta kärsiville miehille tarkoitettu lisävaruste virtsan ohjaamiseen keuhkista jalkokelkuun.
VAROITUKSET Keräykäytöksen tuotteen uudelleenkäyttö voi heikentää tuotteen kiinnittymistä iholle tai aiheuttaa vuotoa tai ihoärsytystä.
Varoitimet Älä käytä ärtyneellä tai vaurioituneella iholla.
Älä käytä, jos ilmenee allerginen reaktio.
Varmista asianmukainen istuvuus ohjeiden mukaisesti. Jos virtsankeräjä on väärän kokoinen tai se vuotaa, ihovauriot ovat mahdollisia (esim. ärsytys, ihon rikkoutuminen, ihotuma tai punoitus). Tämä voi vähentää käyttöaikaa.
Poista ohjeiden mukaisesti, jos ilmenee turvotusta, tunnottomuutta, epämukavuutta, kipua tai värimuutoksia tai jos ulkonäkö on epänormaali.
Huomaa Vaihda virtsankeräjää hygieniasystä päivittäin.
Varmista kunnonollinen kiinnittymyinen asettamalla virtsankeräjää puhtaalle, kuivalle ja ehjälle iholle. Älä käytä iholta voiteita tai puuteria, koska tällaiset aineet voivat vaikuttaa tuotteen kiinnittymiseen. Pyydä terveydenhuollon ammattilaiselta apua tuotteen käytössä tai jos iho ärtyy. Mikäli tuotteen käyttöön liittyn ilmenee vakava loukkaantuminen (tai muu vakava tapahtuma), ota yhteyttä paikalliseen jakelijaan tai valmistajaan sekä paikalliseen toimivaltaiseen viranomaiseen. Lisätietoja saat osoitteesta www.hollister.com/authority tai ottamalla yhteyttä EC-edustajaan tai paikalliseen jakelijaan.

Valmistelu
1 Tarkista tuotteen koko ennen käyttöä. Leikkaa häpykarvoja lyhemmäksi tarvittaessa.
2 Pese penis miedolla saippualla ja lämpimällä vedellä. Kuivaa huolellisesti.

Paikalleen asettaminen
1 Avaa pakkaus rei'ityksen kohdalta. Poista mahdollinen muovisäike virtsankeräjästä.
2 Aseta rullalla oleva päki peniksen päähän ja jätä pieni väli peniksen pään ja virtsankeräjään suipon pään väliin. Jos penistä ei ole ympärileikattu, anna esinahnan olla luonnollisessa asennossa. Älä purista tai vedä esinahkaa.
3 Rullaa virtsankeräjää hitaasti kokonaan auki peniksen päälle mahdollisimman suoraksi ja sileäksi.
4 Purista hellävaraisesti, jotta tuote kiinnitty tiiviisti ihoon. Älä yritä asetella tuotetta uudelleen. Vältä mahdollisuuskielen mukaan jättämästä "kaulusta" rullalle peniksen tyeen.

Liitä tuote tyhjennysjärjestelmään tuotteen pakkauksessa toimitettujen ohjeiden mukaisesti.

Poistaminen ja hävittäminen
Irota tyhjennysjärjestelmästä. Rullaa virtsankeräjää varovasti eteenpäin ja pois peniksen päältä. Aseta tarvittaessa lämmin ja märkä kääre, kuten märkä pesulappu, virtsankeräjään ympärille, jotta kiinnitys irtaoo.
Noudata kaikkia paikallisia hävittämistä koskevia määräyksiä.



de GEBRAUCHSANLEITUNG
Inhalt Kondomurinal zur Inkontinenzversorgung bei Männern, selbsthaftend
Produktbeschreibung Dieses Produkt ist ein Hilfsmittel für erwachsene Männer, welches zur Urimableitung vom Penis über einen Ableitungsschlauch in einen Urinbeutel dient.
Besteht aus Silikon und Haftmaterial.
Indikationen und bestimmungsgemäßer Verwendungszweck Dieses Produkt ist ein Hilfsmittel für erwachsene Männer, welches zur Urimableitung vom Penis über einen Ableitungsschlauch in einen Urinbeutel dient.
WARNHINWEISE Die Wiederverwendung eines Einmalprodukts kann zu Risiken (wie etwa verringerter Haftung, Undichtigkeit und Hautreizungen) für den Anwender führen.
Vorsichtsmaßnahmen Nicht auf gereizter oder geschädigter Haut verwenden.
Verwenden Sie das Produkt nicht, falls allergische Reaktionen auftreten.
Stellen Sie anhand der Anweisungen sicher, dass Ihr Kondomurinal passt und richtig sitzt. Bei falscher Größe oder Undichtigkeiten können Hautschäden (z. B. Irritationen, rissige Haut, Ausschläge oder Rötungen) auftreten. Dies kann wiederum die Nutzungsdauer Ihrer Versorgung verkürzen.
Wenn Sie Schwellungen, Taubheitsgefühl, Unbehagen, Schmerzen, Verfärbungen oder ein ungewöhnliches Aussehen feststellen, folgen Sie den Anweisungen zum Entfernen.
Anmerkungen Wechseln Sie das Kondomurinal täglich, um eine gute Hygiene zu gewährleisten.
Um eine sichere Haftung zu gewährleisten, wenden Sie das Produkt auf sauberer, trockener und unbeschädigter Haut an. Verwenden Sie keine Lotionen, Pulver oder Salben auf der Haut, da diese Produkte die Haftung des Produkts beeinträchtigen können. Sollten Sie Hilfe mit dem Produkt oder bei Hautreizungen benötigen, kontaktieren Sie Ihre zuständige medizinische Pflegekraft. Setzen Sie sich im Falle einer schwerwiegenden Verletzung (Vorkommnis) in Verbindung mit der Verwendung des Produkts bitte mit Ihrem lokalen Händler oder dem Hersteller sowie Ihrer zuständigen Behörde vor Ort in Verbindung. Weitere Informationen finden Sie unter www.hollister.com/authority, oder Sie setzen sich mit der EC-Vertretung oder Ihrem lokalen Händler in Verbindung.






Vorbereiten
1 Überprüfen Sie vor der Verwendung, dass die Produktgröße richtig ist. Kürzen Sie bei Bedarf die Schambehaarung.
2 Waschen Sie den Penis mit milder Seife und warmem Wasser, und trocknen Sie ihn gut ab.

Anbringen
1 Öffnen Sie die Verpackung an der Perforation. Entfernen Sie das Kondomurinal gegebenenfalls von dem Kunststoffeinsatz.
2 Legen Sie das aufgerollte Ende über das Ende des Penis. Lassen Sie dabei einen kleinen Abstand zwischen dem Ende des Penis und dem Kegel des Kondomurinals. Beim Anbringen an einem unbeschittenen Penis belassen Sie die Vorhaut in ihrer natürlichen Position. Achten Sie darauf, dass die Vorhaut nicht eingeklemmt oder zurückgezogen wird.
3 Rollen Sie das Produkt langsam mit möglichst wenig Falten über den Penis, bis es vollständig entrollt ist.
4 Drücken Sie die Haftfläche sanft an die Haut an, um eine sichere Haftung zu erreichen. Versuchen Sie nicht, das Produkt erneut zu positionieren. Wenn möglich, vermeiden Sie, dass an der Penisbasis ein gerollte „Manschette“ übrig bleibt.

Informationen zum Anschließen dieses Produkts an ein Beutelsystem finden Sie in der Gebrauchsanleitung, die dem entsprechenden Produkt beiliegt.

Informationen zum Anschließen dieses Produkts an ein Beutelsystem finden Sie in der Gebrauchsanleitung, die dem entsprechenden Produkt beiliegt.

Entfernen und Entsorgen
Trennen Sie das Produkt von dem Beutelsystem. Rollen Sie das Kondumurinal vorsichtig nach vorne und vom Penis herunter ab. Zum leichteren Ablösen des Haftmittels legen Sie bei Bedarf eine warme, feuchte Kompresse (z. B. einen feuchten Waschlappen) auf das Kondomurinal.
Bitte beachten Sie die örtlichen Entsorgungsvorschriften.



For information on disposal, please refer to the instructions for use packed with the product.

For information on disposal, please refer to the instructions for use packed with the product.

For information on disposal, please refer to the instructions for use packed with the product.

For information on disposal, please refer to the instructions for use packed with the product.

For information on disposal, please refer to the instructions for use packed with the product.

For information on disposal, please refer to the instructions for use packed with the product.

CE mark as required
MD Medizinprodukt (sofern anwendbar)

fr MODE D'EMPLOI
Sommaire Étui pénien masculin pour incontinence, auto-adhésif
Description du produit L'étui pénien masculin externe auto-adhésif est conçu pour la gestion de l'incontinence urinaire chez l'homme adulte.
Fabriqué à partir de silicone et d'adhésif.
Indications et utilisation prévue Le produit est un accessoire destiné à canaliser l'urine du pénis vers la tubulure de rallonge puis jusqu'aux collecteurs d'urine chez les hommes adultes souffrant d'incontinence urinaire.
AVERTISSEMENTS La réutilisation d'un produit à usage unique peut entraîner un risque potentiel pour l'utilisateur, notamment une mauvaise adhérence, une fuite et des irritations cutanées.
Précautions Ne pas utiliser sur une peau irritée ou fragilisée.
Ne pas utiliser en cas de réaction allergique.
Assurez-vous que le produit est bien ajusté comme indiqué. Si la taille de l'étui pénien est incorrecte ou en cas de fuite, des lésions cutanées peuvent survenir (p. ex., irritation, éraflure, éruption cutanée ou rougeur). Cela peut réduire le temps de port.
Suivre les instructions pour retirer l'étui pénien en cas de gonflement, d'engourdissement, de gêne, de douleur, de décoloration ou d'apparence anormale.
Remarques Pour une bonne hygiène, changer l'étui pénien quotidiennement.
Pour garantir une bonne adhérence, appliquez sur une peau intacte propre et sèche. Ne pas utiliser de lotions, de poudres ou de crèmes sur la peau car ces produits peuvent compromettre l'adhérence du produit. Contacter un professionnel de santé pour obtenir des conseils sur le produit ou les irritations cutanées. En cas de blessure grave (incident) liée à votre utilisation du produit, contactez votre distributeur ou fabricant local, ainsi que votre autorité compétente locale. Pour davantage d'informations, rendez-vous sur www.hollister.com/authority ou contactez votre représentant CE ou distributeur local.

Préparation
1 Vérifier que la taille du produit est correcte avant l'utilisation. Couper les poils pubiens, si nécessaire.
2 Laver le pénis au savon doux et à l'eau tiède. Sécher soigneusement.

Application
1 Ouvrir l'emballage au niveau des perforations. Retirer l'étui pénien de l'emboût en plastique, le cas échéant.
2 Placer l'extrémité enroulée sur l'extrémité du pénis, en laissant un petit espace entre l'extrémité du pénis et le cône de l'étui pénien. En cas d'application sur un pénis non circoncis, laisser le prépuce dans sa position naturelle. Attention à ne pas pincer ou décolloter le prépuce.
3 Dérouler lentement le rabat sur le pénis en veillant à créer le moins de plis possible jusqu'à ce que le produit soit complètement étendu.
4 Presser doucement pour que l'adhésif colle correctement à la peau. Ne pas tenter de repositionner le produit. Si possible, éviter de laisser un "col" enroulé autour de la base du pénis.

Pour raccorder ce produit à un système de drainage, suivre le mode d'emploi fourni avec ce produit.

Retrait et mise au rebut
Déconnecter du système de drainage. Dérouler doucement l'étui pénien vers l'extrémité du pénis. Si nécessaire, appliquer une compresse humide tiède (par exemple, un gant humide) autour de l'étui pénien pour aider à décoller l'adhésif.
Veuillez respecter toutes les réglementations locales relatives à la mise au rebut.

