



Gracias a la protección 100 %  
sin contacto, todo lo que toque  
no tocará los catéteres VaPro  
Plus Pocket™

**VaPro Plus Pocket™**

Catéter intermitente sin contacto

 **Hollister.**

**Cuidado de la continencia**

## Catéter intermitente sin contacto VaPro Plus Pocket™

N.º de inventario	Longitud (pulgadas)	Tamaño	Cant. en caja
71082-30	8	8Fr	30
71102-30	8	10Fr	30
71122-30	8	12Fr	30
71142-30	8	14Fr	30
71084-30	16	8Fr	30
71104-30	16	10Fr	30
71124-30	16	12Fr	30
71144-30	16	14Fr	30
71164-30	16	16Fr	30

Para obtener más información o solicitar una muestra de producto, visite

[www.hollister.com/vapro](http://www.hollister.com/vapro)



**VaPro** Plus Pocket™  
Catéter intermitente sin contacto



# Los catéteres VaPro Plus Pocket™ brindan protección 100% sin contacto con una punta y funda protectoras

Catéter sin contacto con una bolsa de recolección integrada en un paquete de bolsillo.

## Discreción

- Se ofrece en un paquete de bolsillo para facilitar el transporte y un uso discreto fuera del hogar

## Listo para usarse

- Los catéteres VaPro están listos para usarse con solo sacarlos del paquete, y no se requieren pasos adicionales

## Bolsa de recolección

- No se necesita inodoro ni receptáculo con la bolsa de recolección integrada de los catéteres VaPro Plus Pocket
- Bolsa de recolección fácil de abrir y fácil de vaciar para un manejo más limpio



## Punta protectora

- Ayuda a proteger el catéter estéril durante la inserción de las bacterias ubicadas en los primeros 15 mm de la uretra distal
- Ayuda a reducir el riesgo de transportar bacterias al tracto urinario



*La punta protectora y la bolsa de recolección representan productos de 16"*

## Manga protectora

- Permite sujetar el catéter en cualquier lugar
- Proporciona una barrera al catéter para ayudar a mantener alejados los gérmenes



Productos de 8"    Productos de 16"

# VaPro Plus Pocket™

Catéter intermitente sin contacto



## Hollister Incorporated

2000 Hollister Drive  
Libertyville, Illinois 60048-3781  
1.888.808.7456  
[www.hollister.com](http://www.hollister.com)

Antes de utilizar los catéteres VaPro, asegúrese de leer las Instrucciones de uso para obtener más información con respecto al Uso previsto, Contraindicaciones, Advertencias, Precauciones e Instrucciones. Solo con receta médica.

Hollister, el logotipo de Hollister y VaPro Plus Pocket son marcas comerciales de Hollister Incorporated.

© 2021 Hollister Incorporated.

